


BIOSYNEX
 Thermomètre
digital


Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le thermomètre pour la première fois et les conserver en lieu sûr. Ce produit a été conçu pour mesurer la température du corps humain.

MODE D'EMPLOI

Avant de l'utiliser, veuillez désinfecter la sonde. Pour l'allumer, appuyez sur le bouton ON/OFF, l'appareil procède à un auto-contrôle, un bip est émis lorsque le test est réalisé. Quand les lettres «Lo» et «C» clignotent à l'écran, le thermomètre est prêt à l'emploi. Pendant la lecture, la température mesurée s'affiche et se fige dès qu'une température précise est atteinte. Un bip sonore est alors émis 4 fois et le symbole «C» cesse de clignoter. Néanmoins, veuillez noter que ce thermomètre est un thermomètre à maximum, c'est-à-dire que la température affichée peut augmenter légèrement si la prise de température se poursuit après le bip sonore. Après la prise de température, veuillez éteindre le thermomètre en appuyant sur le bouton ON/OFF. Après avoir affiché la température à l'écran, le thermomètre s'éteindra automatiquement au bout de 5 minutes.

FONCTION DE MÉMOIRE

Allumez le thermomètre. Un court bip sonore est émis. La dernière valeur de lecture en «°C» sera automatiquement affichée à l'écran pendant environ 2 secondes. La lecture n'est écrasée que si une nouvelle valeur de température est enregistrée.

MÉTHODES DE PRISE DE TEMPÉRATURE

La lecture de la température corporelle dépend de l'endroit où elle est réalisée. L'endroit de prise de température doit toujours être précis en vue de garantir une lecture de température correcte.

Dans le rectum (rectale)

C'est la méthode la plus exacte du point de vue médical, car la température prise est plus proche de la température corporelle interne. L'embout du thermomètre est inséré soigneusement dans le rectum sur 2 cm au maximum. Le temps de prise de température habituel est d'environ 40 à 60 secondes.

Sous le bras (axillaire)

La pose du thermomètre sous le bras donne une mesure de la température en surface qui peut varier de 0,5 °C à 1,5 °C par rapport à la lecture de température rectale, chez les adultes. Le temps de prise de température pour cette méthode est de 80 à 120 secondes.

Dans la bouche (orale)

La température orale est de 0,3 °C à 0,8 °C inférieure à la température rectale.

Placez l'embout du thermomètre de la base de la langue. Le temps de prise de température est de 50 à 70 secondes.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

La meilleure façon de nettoyer l'embout du thermomètre consiste à utiliser un désinfectant (par exemple de l'alcool éthylique à 70 %) à l'aide d'un chiffon humide. Le thermomètre est waterproof et peut être plongé dans un liquide ou de l'eau tiède pour un nettoyage et une désinfection en profondeur.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne mettez pas le dispositif en contact avec l'eau chaude
- N'exposez pas le thermomètre à des températures élevées ou ne le mettez pas directement au soleil.
- Ne laissez pas tomber le thermomètre. Il n'est résistant ni aux chocs, ni aux impacts.
- Ne pas modifier cet appareil sans l'autorisation du fabricant.
- Ne pliez pas ou n'ouvrez pas le dispositif (excepté le compartiment à pile)
- Ne nettoyez pas le thermomètre avec des diluants, à l'essence ou au benzène. Ne le nettoyez qu'avec de l'eau ou un désinfectant.
- Ne plongez pas les thermomètres waterproof dans plus de 15 cm d'eau, pendant plus de 30 minutes.
- Le thermomètre contient de petites pièces (piles, compartiment à pile) que les enfants peuvent avaler. Ne laissez donc pas le thermomètre dans les mains des enfants sans surveillance.
- Évitez de courber l'embout du thermomètre de plus de 45 degrés.
- Si la température ambiante est supérieure à 35 °C, trempez l'embout du thermomètre dans de l'eau froide pendant 5 à 10 secondes avant de prendre la température.
- Toute fièvre persistante, en particulier chez les enfants, doit être traitée par un médecin -veuillez contacter votre médecin traitant.
- Ne pas utiliser à proximité de champ électromagnétique fort. Gardez-le éloigné de tout système radio et de téléphones mobiles.

REMPACEMENT DE LA PILE

La pile est usée et doit être remplacée si le symbole de pile «» ou «» apparaît à droite de l'écran. Retirez le couvercle du compartiment de pile, remplacez-la par une pile du même type (de préférence sans mercure) et remettez le couvercle en place.

Nous vous conseillons de retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période de temps.

- Type: Thermomètre à maximum • Gamme de mesures: (32,0 °C - 42,9 °C)
- Précision des mesures: +/- 0,1 °C (35,5 °C - 42,0 °C), +/- 0,2 °C (32,0 °C - 35,5 °C)
- Température de stockage/transport: (-25 °C - 55 °C), ≤ 95 % RH
- Température ambiante pendant l'utilisation: (5 °C - 35 °C), ≤ 80 % RH
- Échelle min.: 0,1 °C • Type de pile: Pile au manganèse alcaline, type LR41, 1,5 V
- Durée de vie minimum des piles: 100 heures en service continu • Poids: 10 g


Ce thermomètre a été initialement étalonné en usine.


GARANTIE

Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat. Les dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou abusive ne sont pas couverts par cette garantie. La pile et l'emballage sont exclus de la garantie.

LEXIQUE DES SYMBOLES/ SYMBOL DEFINITIONS/ERKLÄRUNG DER SYMBOLE/VERKLARING VAN SYMBOLEN/VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

 OU  La pile est usée/battery is empty/Batterie ist leer/batterij is leeg/Baterie je vybitá


 Consignes relatives à l'élimination des appareils électroniques/Product disposal instructions for electronic devices/Vorschriften für die Entsorgung elektronischer Geräte/Verwijderingsinstructie voor elektronische apparaten/Pokyny pro likvidaci elektronických zařízení

 La pile de ce produit est conforme aux exigences de la directive européenne 2006/66/CEE/The battery in this product complies with the requirements stated in European Directives 2006/66/EC/Die Batterie dieses Produkts erfüllt die Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG/De batterij van dit product voldoet aan de vereisten van de Europese Richtlijn 2006/66/EG/Baterie tohoto výrobku splňuje požadavky evropské směrnice 2006/66/EHS

Lo °C: Température inférieure à 32°C/Temperature under .../Temperatur unter 32°C/Temperatuur lager dan 32 °C/Teplota nižší než 32 °C


Hi °C: Température supérieure à 42°C/Temperature over .../Temperatur über 42°C/Temperatuur hoger dan 42 °C/Teplota vyšší než 42 °C

 Appareil de type BF/Type BF equipment/Gerät des Typs BF/Apparaat type BF/Zařízení typu BF

 Lire attentivement la notice/Read IFU carefully/Die Anleitung sorgfältig durchlesen/Lees de informatie zorgvuldig door/Přečtěte si pozorně tento návod

IP22 Classification selon le degré de protection contre la pénétration de l'eau, tel que détaillé dans la CEI 529/Classification according to the degree of protection against ingress of water as detailed in IEC 60529/Einstufung gemäß Schutzart gegen Eindringen von Wasser, wie im Übereinkommen Nr. 529 der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) festgelegt./Classificatie betreffende bescherming tegen indringen van vocht overeenkomstig norm IEC 529/Klasifikace se zaměřením na ochranu před poškozením, tel que détaillé dans la CEI 529

 Conditions de stockage/Storage-conditions/Lagerbedingungen/Opslagvoorwaarden/Skladujte na suchém místě


 Fabricant légal et année de fabrication/Manufactured by/Rechtmäßiger Hersteller und Herstellungsjahr/Wettelijke fabrikant en jaar van vervaardiging/Název výrobce


 Année de fabrication/Year of manufacture/Herstellungsjahr/Jaar van vervaardiging/rok výroby

 Numéro de lot/Lot number/Chargennummer/Batchnummer/Císlo šarže


 Référence/Reference/Referenz/Referentienummer/Reference

CE 0197 Conforme à la directive européenne 93/42/CEE/CE conformity marking/gemäß Europäischer Richtlinie 93/42/EEG/Voldoet aan Europese Richtlijn 93/42/EEG/Splňuje požadavky evropské směrnice 93/42/EHS


 Représentant autorisé dans l'union européenne/European Authorized Representative/Europäischer Bevollmächtigter/Gautoriseerde Europese Vertegenwoordiger/Evropsky zplnomocnený zástupce

 Signalétique commune TRIMAN/Common signage TRIMAN/Allgemeine TRIMAN Beschilderung/Gemeenschappelijke TRIMAN-borden/Společné Signage TRIMAN

REF 858737

 Hangzhou Hua'an Medical & Health Instrument Co., Ltd.
Building 2, 1# Fuzhu Nan RD,
Wuchang Town, Yuhang District,
Hangzhou, Zhejiang 310023 China

Importé par/Imported
by/Importiert von/Gaïmporteerd
door/Importováno uživatelem:
BIOSYNEX SA
22 Boulevard Sébastien Brant
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

 Shanghai International Holding Corp. GmbH
Elffastrasse 80, 20537
Hamburg Germany

Date de dernière modification : 08/2020
Date of last modification : 08/2020
Datum der letzten Änderung : 08/2020
Datum Laatste wijziging : 08/2020
Datum poslední úpravy : 08/2020

CE 0197

IFU_858737_ML_V07202008R01