



THUASNE®

VENOFLEX *Incognito* ABSOLU

VENOFLEX *Kokoon* ABSOLU

VENOFLEX *Simply* COTON FIN

VENOFLEX *Fantaisie*

VENOFLEX *Secret*

VENOFLEX *Secret* OPAQUE

VENOFLEX *City Confort*

VENOFLEX *City Confort* COTON

VENOFLEX *City Confort* FIL D'ÉCOSSE

VENOFLEX *Élégance*

VENOFLEX *Fast* LIN

VENOFLEX *Fast* COTON


VENOFLEX *Fast* LAINE

VENOFLEX *Fast* AIR

VENOFLEX *Soft & Care*

VENOFLEX *Clinic*

fr	Chaussettes, bas-cuisse ou collant de compression médicale pour femme et homme	4
en	Medical compression socks, stockings or tights for women and men	5
de	Medizinische Kompressions-Kniestrümpfe, -Schenkelstrümpfe oder Strumpfhosen für Damen und Herren	5
nl	Medische compressiekousen, dijkousen of panty's voor dames en heren	6
it	Gambaletti, calze o collant per terapia compressiva da uomo e donna	7
es	Calcetines, medias o pantis de compresión para hombre y mujer	9
cs	Lýtkové punčochy, stehenní punčochy nebo zdravotní kompresní punčochové kalhoty pro ženy a muže	10
pl	Podkolanówki, pończochy lub rajstopy medyczne o stopniowanym ucisku dla kobiet i mężczyzn	11
sk	Liečebné kompresívne podkolenky, stehenné pančuchy alebo pančuchové nohavice pre ženy a mužov	12
hu	Orvosi kompressziós zokni, harisnya vagy harisnyanadrág nők és férfiak számára	13
bg	Медицински компресивни чорапи, дълги чорапи или чорапогащници за жени и мъже	14
ro	Șosete, dresuri pentru coapsă sau colanți medicali compresivi pentru femei și bărbați	15
zh	男女医用袜子、长筒袜或连裤袜	15
ko	성인남녀를 위한 무릎, 허벅지 또는 팬티형의 의료용 압박 스타킹	16
ar	جوارب، جوارب فخذيّة أو جوارب طويلة طيبة صانعة للنساء والرجال	18





1

	LD	LK	cB	cC	cG	cH	cT	1
<b>fr</b>	hauteur entre le sol et le genou (mesure prise en dessous du pli du genou face arrière)	hauteur sol-entrejambe	circonférence de la cheville (au plus fin)	circonférence du mollet (au plus fort)	circonférence de la cuisse (au plus fort)	circonférence des hanches	circonférence de la taille	pointure
<b>en</b>	floor-knee height (measurement taken to below the knee crease)	floor-groin height	ankle circumference (narrowest point)	calf circumference (widest point)	thigh circumference (widest point)	hip circumference	waist circumference	shoe size
<b>de</b>	Höhe vom Boden zum Knie (Messung unter der Kniefalte auf der Beinrückseite)	Höhe vom Boden zum Schritt	Knöchelumfang (an der schmalsten Stelle)	Wadenumfang (an der stärksten Stelle)	Oberschenkelumfang (an der stärksten Stelle)	Hüftumfang	Tailenumfang	Schuhgröße
<b>nl</b>	afstand vloer tot knie (maat opgenomen onder de vouw van de achterkant van de knie)	afstand vloer tot kruis	omvang van de enkel (kleinste omtrek)	omvang van de kuit (grootste omtrek)	omvang van de dij (grootste omtrek)	omvang van de dij	omvang van de taille	schoenmaat
<b>it</b>	distanza dal suolo al ginocchio (misura presa sotto alla piega del ginocchio dal lato posteriore)	distanza dal suolo al cavallo	circonferenza della caviglia (nel punto più stretto)	circonferenza del polpaccio (nel punto più spesso)	circonferenza della coscia (nel punto più spesso)	circonferenza delle anche	circonferenza della vita	numero di scarpa
<b>es</b>	altura entre el suelo y la rodilla (medida tomada debajo del pliegue posterior de la rodilla)	altura entre el suelo y la entepierna	contorno del tobillo (parte más fina)	contorno de la pantorrilla (parte más gruesa)	contorno del muslo (parte más gruesa)	contorno de las caderas	contorno de la cintura	número de pie
<b>cs</b>	výška od podlahy ke kolenu (měření se provádí pod ohybem kolena na zadní straně)	výška od podlahy k rozkroku	obvod kotníku (v nejtenějším místě)	obvod lýtky (v nejsilnějším místě)	obvod stehna (v nejsilnějším místě)	obvod boků	obvod pasu	velikost obuvi
<b>pl</b>	lwysokość między podłogą a kolanem (mierząc poniżej zgięcia kolanowego z tyłu nogi)	wysokość między podłogą a kroczeniem	obwód kostki (w miejscu najcieńszym)	obwód łydki (w miejscu najgrubszym)	obwód uda (w miejscu najgrubszym)	obwód bioder	obwód talii	numer buta
<b>sk</b>	výška od zeme po koleno (meranie vykonané pod ohybom kolena)	výška od zeme po rozkrok	obvod členka (najmenší nad kĺbom)	obvod lýtky (najväčší)	obvod stehna (najväčší)	obvod bokov	obvod pásu	veľkosť
<b>hu</b>	a talaj és a térd közötti magasság (a méretet hátul, a térdhajlatnál kell levenni)	talaj-ágyék magasság	a boka kerülete (a legkeskenyebb részen)	a vádli kerülete (a legvastagabb részen)	a comb kerülete (a legvastagabb részen)	a csípő kerülete	a derék kerülete	cipőméret
<b>bg</b>	височина между пода и коляното (измерването се извършва до долната гънка на коляното)	височина от пода - до чатала	обиколка на глезена (в най-фината долина част)	обиколка на прасеца (в най-широката част)	обиколка на бедрото (в най-широката част)	обиколка на ханша	обиколка на талията	размер
<b>ro</b>	înălțimea de la sol până la genunchi (măsurată până sub pliul genunchiului, în spate)	înălțimea de la sol până la clin	circumferința gleznei (zona cea mai subțire)	circumferința pulpei (zona cel mai groasă)	circumferința coapsei (zona cel mai groasă)	circumferința soldurilor	circumferința taliei	mărima pantofului
<b>zh</b>	从地面到膝盖的高度 (从膝盖后面凹陷下方往下丈量)	从地面到裆部的高度	脚踝周长 (最细处)	小腿周长 (最粗处)	大腿周长 (最粗处)	髋部周长	腰部周长	鞋码
<b>ko</b>	바닥부터 무릎까지 길이 (무릎 뒤쪽 접히는 부분까지 측정할 치수)	바닥부터 사타구니까지 다리 안쪽 길이	발목 둘레 (가장 가는 부분)	종아리 둘레 (가장 굵은 부분)	허벅지 둘레 (가장 굵은 부분)	골반 둘레	허리둘레	사이즈
<b>ar</b>	الارتفاع من الأرض إلى الركبة (يُقاس من أسفل ثنية الركبة من الخلف)	الارتفاع من الأرض إلى الأربية	محيط الكاحل (في أضعف مكان)	محيط ربة الساق (في أعرض مكان)	محيط الفخذ (في أعرض مكان)	محيط الوركين	محيط الخصر	المقاس



## VENOFLEX *Fast / Soft & Care*



<b>fr</b>	Compression dégressive
<b>en</b>	Graduated compression
<b>de</b>	Degressive Kompression
<b>nl</b>	Degressieve compressie
<b>it</b>	Compressione decrescente
<b>es</b>	Compresión progresiva
<b>cs</b>	Degresivní komprese
<b>pl</b>	Zmniejszający się ucisk
<b>sk</b>	Degresívna kompresia
<b>hu</b>	Fokozatosan csökkenő kompresszió
<b>bg</b>	Дегресивна компресия
<b>ro</b>	Compresie degresivă
<b>zh</b>	施加压力逐渐减少
<b>ko</b>	체감적인 압박
<b>ar</b>	ضغط متناقص



VENOFLEX *Incognito* **ABSOLU** & VENOFLEX *Fast* **LAINE**

fr

## CHAUSSETTES, BAS-CUISSE OU COLLANT DE COMPRESSION MÉDICALE POUR FEMME ET HOMME

### Description/Destination

Les dispositifs VENOFLEX sont destinés à être utilisés sur les membres inférieurs, par des adultes répondant aux indications présentées ci-après et dont les mesures correspondent au tableau des tailles.

### Composition :

Polyamide - élasthanne  
Composants spécifiques à certaines gammes (voir étiquette) : viscosse - lin - laine - coton - silicone\*

\* Pour les formats bas cuisse

### Propriétés/Mode d'action

Les dispositifs VENOFLEX apportent de la compression, en appliquant une pression sur le membre, favorisant ainsi le retour veineux.

### Indications

- 10-15 mmHg / Classe 1 : jambes lourdes, impatiences, télangiectasies ou veines réticulaires (< 3 mm), prévention des troubles fonctionnels liés à la station debout prolongée.

Peut être utilisé en superposition/en combinaison avec d'autres dispositifs de compression si un niveau de pression plus élevé est nécessaire.

- 15-20 mmHg / Classe 2 : jambes lourdes, impatiences, œdème vespéral, télangiectasies ou veines réticulaires (< 3 mm), post sclérothérapie de télangiectasies ou veines réticulaires (< 3 mm), veines variqueuses (≥ 3 mm), post sclérothérapie ou post-chirurgie de veines variqueuses (≥ 3 mm), prévention des thromboses veineuses chez la femme enceinte ou post-partum, prévention de la thrombose veineuse lors des voyages de longue durée, lymphœdème (phase de maintien), hypotension orthostatique.

Peut être utilisé en superposition/en combinaison avec d'autres dispositifs de compression si un niveau de pression plus élevé est nécessaire.

- 20-36 mmHg / Classe 3 : veines variqueuses

(≥ 3 mm), post sclérothérapie ou post-chirurgie de veines variqueuses (≥ 3 mm), œdème veineux chronique, troubles trophiques (pigmentation, eczéma, lipodermatosclérose chronique ou atrophie blanche chronique), ulcère veineux cicatrisé, affections veineuses chroniques liées à la grossesse ou au post-partum, prévention et/ou traitement des thromboses veineuses (membre inférieur) et du syndrome post-thrombotique, lymphœdème (phase de maintien), hypotension orthostatique.

### Contre-indications

Ne pas utiliser en cas d'affections dermatologiques majeures d'un membre concerné. Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants. Ne pas utiliser en cas d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec indice de pression systolique (IPS) < 0,6. Ne pas utiliser en cas d'insuffisance cardiaque décompensée. Ne pas utiliser en cas de microangiopathie diabétique évoluée (pour une compression > 30 mmHg). Ne pas utiliser en cas de neuropathie périphérique sévère du membre concerné. Ne pas utiliser en cas de phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle) du membre concerné. Ne pas utiliser en cas de pontage extra-anatomique du membre concerné. Ne pas utiliser en cas de thrombose septique.

### Précautions

Se conformer strictement à la prescription et au protocole d'utilisation préconisé par votre professionnel de santé. Une réévaluation régulière du rapport bénéfice/risque et du niveau adéquat de pression par un professionnel de santé s'impose en cas de :

- AOMI avec IPS entre 0,6 et 0,9
- Neuropathie périphérique évoluée
- Dermatose suintante ou eczématisée.

En cas d'inconfort, de gêne importante, de douleur, de variation du volume du membre, de dégradation de l'état de la peau, d'infection, de sensations anormales, de changement de couleur des extrémités, ou de changement de performances, retirer le dispositif et consulter un professionnel de santé. Ne pas appliquer le produit directement sur une peau lésée ou

plaie ouverte sans pansement adapté. Vérifier que le système antigelisse puisse s'appliquer sur une peau saine et non lésée si applicable. Veiller à ne pas abîmer le dispositif lors de la mise en place, notamment avec les ongles. Pour des raisons d'hygiène, de sécurité et de performance, ne pas réutiliser le dispositif pour un autre patient. Ces dispositifs sont conçus pour un port de jour. Ne pas utiliser pour la baignade. Ne pas appliquer de produits sur la peau (crèmes, pommades, huiles, gels, patchs...) avant la mise en place du dispositif, ceux-ci pouvant endommager le produit. Pour certaines pathologies (ou situations) telles que la thrombose veineuse, le dispositif doit être utilisé en association avec un traitement anticoagulant ; se référer à l'avis d'un professionnel de santé.

Venoflex Clinic : Ces produits ne contiennent pas de fils métalliques susceptibles d'interférer avec un champ magnétique. En cas d'utilisation d'un bistouri électrique, il est conseillé d'utiliser une chaussette plutôt qu'un bas afin de tenir le dispositif éloigné du bistouri. La chaussette doit être suffisamment éloignée pour ne pas entrer en contact avec la plaque ou les électrodes du bistouri.

### Effets secondaires indésirables

Ce dispositif peut entraîner des réactions cutanées (rougeurs, démangeaisons, brûlures, cloques...) (voire des plaies de sévérités variables ou une sécheresse cutanée). Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat Membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

### Mode d'emploi/Mise en place

Choisir la taille adaptée au patient en se référant au tableau des tailles. Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation. Il est recommandé de laver le dispositif avant la première utilisation. Lors de l'enfilage, manipuler le produit avec précaution (attention aux ongles longs et aux bijoux).

### Comment enfiler ses chaussettes VENOFLEX ?

① Ⓐ Introduire la main à l'intérieur de la chaussette et pincer le talon

① Ⓑ Insérer le pied dans la chaussette jusqu'à ce que le talon soit parfaitement en place

① Ⓒ Remonter jusqu'en dessous du genou et ne pas retourner la chaussette sur elle-même

① Ⓓ Masser la jambe pour répartir la chaussette de façon homogène

**Comment enfiler ses chaussettes VENOFLEX FAST et SOFT & CARE ?**

② Ⓐ Ramener le haut de la chaussette jusqu'au talon

② Ⓑ Insérer le pied dans la chaussette jusqu'à ce que la pointe de pied et le talon soient parfaitement positionnés

② Ⓒ Dérouler la chaussette de la cheville jusqu'en dessous du genou et ne pas retourner la chaussette sur elle-même

② Ⓓ Masser la jambe pour répartir la chaussette de façon homogène

**Comment enfiler ses bas ou collants VENOFLEX ?**

③ Ⓐ Introduire la main à l'intérieur du bas ou collant et pincer le talon

③ Ⓑ Insérer le pied dans le bas ou collant jusqu'à ce que le talon soit parfaitement en place

③ Ⓒ Remonter jusqu'en haut de la cuisse avec précaution (ne pas tirer trop fort sur l'antigelisse) ou jusqu'à la taille pour le collant

③ Ⓓ Masser le membre inférieur pour répartir le bas ou collant de façon homogène

L'obtention de la pression nécessaire peut exiger la superposition de plusieurs dispositifs de compression.

**Entretien :** lavable en machine à 40 °C (cycle normal ou délicat pour Incognito absolu et Fast laine). Si possible utiliser un filet de lavage. Ne pas utiliser de détergents, adoucissants ou de produits agressifs (produits chlorés...). Essorer par pression. Sécher loin d'une source directe de chaleur (radiateur, soleil...). Si le dispositif est exposé à l'eau de mer ou à l'eau chlorée, prendre soin de bien le rincer à l'eau claire et le sécher.

**Stockage :** stocker à température ambiante, de préférence dans l'emballage d'origine.

**Élimination :** éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

Premier marquage CE Venoflex : 2002

Conserver cette notice.

[www.thuasne.com](http://www.thuasne.com)

[www.thuasne.com/global-contact](http://www.thuasne.com/global-contact)



**UK Responsible Person (UKRP):**  
**THUASNE UK Ltd**  
Unit 4 Orchard Business Centre  
North Farm Road  
Tunbridge Wells, TN2 3XF,  
United Kingdom



[www.asqual.com](http://www.asqual.com)



Réserve pour labels certif. papier

FSC ou PEFC™ ou

À CHANGER avant envoi de l'EN, cf BDC

avec ou sans  
imprim'vert  
en fonction  
du lieu d'impression

IMPRIM'VERT®

©Thuasne - 2054701 (2024-01)