

- SCHRITT 1:** Wählen Sie eine Stelle aus.
- SCHRITT 2:** Waschen Sie die Stelle mit Seife, trocknen Sie sie ab und reinigen Sie die Stelle dann mit dem Alkoholtuch. Lassen Sie die Stelle trocknen.
- SCHRITT 3:** Ziehen Sie den Deckel von der Sensorpackung vollständig ab. Nehmen Sie die Kappe vom Sensorapplikator ab.

VORSICHT: Die Seriennummern des Sensors auf Sensorpackung und Sensorapplikator müssen übereinstimmen. Alle Ziffern müssen übereinstimmen. Verwenden Sie die Packung NICHT, wenn sie beschädigt oder bereits geöffnet ist.

- SCHRITT 4:** Richten Sie die dunklen Markierungen auf dem Sensorapplikator und der Sensorpackung aneinander aus. Drücken Sie den Sensorapplikator fest bis zum Anschlag auf die Packung, während diese auf einer harten Fläche steht.
- SCHRITT 5:** Ziehen Sie den Sensorapplikator aus der Sensorpackung heraus.
- SCHRITT 6:** Der Sensorapplikator ist bereit zum Anbringen des Sensors.


VORSICHT: Im Sensorapplikator sitzt jetzt eine Nadel. Fassen Sie nicht in den Sensorapplikator und setzen Sie ihn nicht wieder auf die Sensorpackung auf.

- SCHRITT 7:** Platzieren Sie den Sensorapplikator über der Stelle. Drücken Sie den Sensorapplikator fest auf die Haut, um den Sensor anzubringen.

VORSICHT: Drücken Sie den Sensorapplikator ERST DANN auf die Haut, wenn er sich über der vorbereiteten Stelle befindet, um eine versehentlich falsche Platzierung oder Verletzung zu vermeiden.

- SCHRITT 8:** Ziehen Sie den Sensorapplikator vorsichtig vom Sensor ab.
- SCHRITT 9:** Vergewissern Sie sich, dass der Sensor fest sitzt. Entsorgen Sie die gebrauchte Sensorpackung und den gebrauchten Sensorapplikator. Siehe Abschnitt Entsorgung im Benutzerhandbuch.

Zur Verwendung des Sensors siehe Benutzerhandbuch im FreeStyle Libre 3 Lesegerätset. Wenn Sie die FreeStyle Libre 3 App, schlagen Sie im Benutzerhandbuch in der App nach.



50107101A

- ÉTAPE 1:** Sélectionnez le site.
- ÉTAPE 2:** Lavez le site avec du savon ordinaire, séchez puis nettoyez avec une lingette imprégnée d'alcool. Laissez sécher le site.
- ÉTAPE 3:** Retirez complètement l'opercule du pack de capteur. Dévissez le capuchon de l'applicateur de capteur.

MISE EN GARDE : les numéros de série du capteur indiqués sur le pack de capteur et sur l'applicateur de capteur doivent correspondre. Tous les chiffres doivent correspondre. N'utilisez PAS le dispositif s'il est endommagé ou déjà ouvert.

- ÉTAPE 4:** Alignez les marques sombres sur l'applicateur de capteur et sur le pack de capteur. Sur une surface rigide, appuyez fermement sur l'applicateur de capteur vers le bas jusqu'à atteindre une butée.
- ÉTAPE 5:** Soulevez l'applicateur de capteur hors du pack de capteur.
- ÉTAPE 6:** L'applicateur de capteur est prêt à appliquer le capteur.

MISE EN GARDE : l'applicateur de capteur contient désormais une aiguille. Ne touchez pas à l'intérieur de l'applicateur de capteur ou ne le remettez pas dans le pack de capteur.

- ÉTAPE 7:** Placez l'applicateur de capteur au-dessus du site. Poussez fermement vers le bas pour appliquer le capteur.

MISE EN GARDE : NE poussez PAS l'applicateur de capteur vers le bas avant qu'il ne soit placé au-dessus du site préparé, pour éviter des résultats indésirables ou une lésion.

- ÉTAPE 8:** Éloignez doucement l'applicateur de capteur.
- ÉTAPE 9:** Assurez-vous que le capteur est bien fixé. Jetez le pack de capteur et l'applicateur de capteur usagés. Consultez la rubrique *Mise au rebut* dans le manuel d'utilisation.

Pour utiliser votre capteur, veuillez vous référer au manuel d'utilisation inclus dans le kit du lecteur FreeStyle Libre 3. Si vous utilisez l'application FreeStyle Libre 3, consultez le Manuel d'utilisation fourni dans l'application.

- PASSAGGIO 1:** Selezionare il sito.
- PASSAGGIO 2:** Lavare il sito solo con sapone, asciugare, quindi pulire con una salvietta imbevuta di alcol. Attendere che il sito si asciughi all'aria.
- PASSAGGIO 3:** Togliere completamente il tappo dalla scatola del sensore. Svitare il tappo dall'applicatore del sensore.

ATTENZIONE: i numeri di serie del sensore riportati sulla scatola del sensore e sull'applicatore del sensore devono corrispondere. Tutte le cifre devono corrispondere. Non utilizzare il dispositivo se appare danneggiato o già aperto.

- PASSAGGIO 4:** Allineare il segno scuro sull'applicatore del sensore con il segno scuro sulla scatola del sensore. Su una superficie dura, premere con decisione sull'applicatore del sensore fino al suo arresto.
- PASSAGGIO 5:** Sollevare e togliere l'applicatore del sensore dalla scatola del sensore.
- PASSAGGIO 6:** L'applicatore del sensore è pronto per applicare il sensore.









ATTENZIONE: l'applicatore del sensore contiene ora un ago. Non toccare l'interno dell'applicatore del sensore né rimetterlo nella scatola del sensore.

- PASSAGGIO 7:** Posizionare l'applicatore del sensore sul sito. Premere con decisione per applicare il sensore.

ATTENZIONE: NON premere sull'applicatore del sensore fino a quando non sia stato posizionato sul sito preparato per impedire situazioni non desiderate o lesioni.

- PASSAGGIO 8:** Con delicatezza, allontanare l'applicatore del sensore dal corpo.
- PASSAGGIO 9:** Assicurarsi che il sensore sia fissato bene. Gettare la scatola del sensore e l'applicatore del sensore usati. Vedere la sezione *Smaltimento* nel Manuale d'uso.

Per utilizzare il sensore, fare riferimento al Manuale d'uso incluso nel kit del lettore FreeStyle Libre 3. Se si utilizza l'app FreeStyle Libre 3, fare riferimento al Manuale d'uso nell'app.



Hiermit erklärt Abbott Diabetes Care Ltd., dass der Funkanlagentyp FreeStyle Libre Select Sensor der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.diabetescare.abbott/doc

Le soussigné, Abbott Diabetes Care Ltd., déclare que le type d'équipement radioélectrique du capteur FreeStyle Libre Select est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.diabetescare.abbott/doc

Il fabbricante, Abbott Diabetes Care Ltd., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio sensore FreeStyle Libre Select è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.diabetescare.abbott/doc

FreeStyle Libre Select Sensor

Zur Verwendung mit: FreeStyle Libre 3 Lesegerät und FreeStyle Libre 3 App (Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.)

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DER BESTANDTEILE DES SENSORSETS DIESE BEILAGE UND ALLE INFORMATIONSTEXTE, DIE IM FREESTYLE LIBRE 3 LESGERÄTESET ENHALTEN SIND. WENN SIE DIE FREESTYLE LIBRE 3 APP VERWENDEN, SCHLAGEN SIE IM BENUTZERHANDBUCH IN DER APP NACH.

Anwendungsbereich

Der FreeStyle Libre Select Sensor zur kontinuierlichen Glukosemessung („Sensor“) ist bei Verwendung mit einem kompatiblen Gerät zur Messung der Glukosekonzentration in der interstitiellen Flüssigkeit bei an Diabetes mellitus erkrankten Personen (ab 2 Jahren) einschließlic Schwangeren angezeigt. Der Sensor und das kompatible Gerät („System“) sollen die Blutzuckerbestimmung bei der Behandlung von Diabetes, einschließlich der Dosierung von Insulin, ersetzen.

Das System ist für die Verwendung durch Patienten, ihre Betreuungspersonen und medizinisches Fachpersonal in der häuslichen Umgebung und in Einrichtungen des Gesundheitswesens bestimmt. Die Indikation für Kinder (2 bis 12 Jahre) ist auf Kinder unter der Aufsicht einer mindestens 18 Jahre alten Betreuungsperson beschränkt. Die Betreuungsperson ist dafür verantwortlich, das Kind bei Verwendung des Sensors und des kompatiblen Geräts zu betreuen und dem Kind dabei zu helfen, die Sensor- Glukosewerte zu interpretieren bzw. dies selbst zu übernehmen.

KONTRAINDIKATION:

Der Sensor muss vor einer Magnetresonanztomographie (MRT) entfernt werden.

WARNUNG:

Der Sensor enthält Kleinteile, die beim Verschlucken gefährlich werden können.

VORSICHT:

- In seltenen Fällen kann es sein, dass die Sensor-Glukosewerte ungenau sind. Wenn Sie glauben, dass Ihre Messwerte nicht korrekt sind oder diese nicht mit Ihrem gesundheitlichen Befinden übereinstimmen, führen Sie bitte einen Blutzuckertest am Finger durch, um Ihren Glukosewert zu bestätigen, und vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Sensor nicht von der Haut gelöst hat. Falls das Problem weiterhin besteht oder Ihr Sensor sich von der Haut gelöst hat, entfernen Sie den aktuellen Sensor und bringen Sie einen neuen an.
- Bei intensiver sportlicher Betätigung kann sich Ihr Sensor durch Schweiß oder Bewegung des Sensors lösen. Löst sich Ihr Sensor von der Haut, erhalten Sie möglicherweise keine Messwerte oder nur unzuverlässige Messwerte, die nicht mit Ihrem gesundheitlichen Befinden übereinstimmen. Folgen Sie den Anweisungen zur Auswahl einer geeigneten Applikationsstelle.

- Sensoren nicht wiederverwenden. Der Sensor und der Sensorapplikator sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Eine Wiederverwendung kann dazu führen, dass keine Glukose-Messwerte ermittelt werden können oder es zu einer Infektion kommt. Nicht zur Resterilisation geeignet. Eine weitere Bestrahlung kann zu ungenauen Ergebnissen führen.
- Sensorpackung und Sensorapplikator sind als Set verpackt und haben dieselbe Seriennummer. Überprüfen Sie, ob alle Ziffern übereinstimmen, bevor Sie Ihre Sensorpackung und Ihren Sensorapplikator verwenden. Es sollten immer Sensorpackungen und Sensorapplikatoren mit derselben Seriennummer zusammen verwendet werden, da andernfalls Ihre Sensor-Glukosemesswerte eventuell falsch sind.

- Manche Personen reagieren möglicherweise empfindlich auf die Klebefolie, die den Sensor an der Haut fixiert. Wenn Sie erhebliche Hautreizungen um oder unter Ihrem Sensor bemerken, müssen Sie den Sensor entfernen und den Gebrauch des Sensors einstellen. Kontaktieren Sie Ihr medizinisches Fachpersonal, bevor Sie den Gebrauch des Sensors fortsetzen.

Beschreibung

Der Sensor besteht zunächst aus zwei Teilen: der Sensorpackung und dem Sensorapplikator. Bereiten Sie den Sensor entsprechend den Anweisungen vor und bringen Sie ihn auf der Rückseite des Oberarms an. Der Sensor hat eine kleine, flexible Spitze, die sich direkt unter die Haut schiebt. Der Sensor kann bis zu 15 Tage getragen werden.

Bestandteile des Sensorsets



Sensorpackung

Wird mit dem Sensorapplikator verwendet, um den Sensor für den Gebrauch vorzubereiten.



Sensorapplikator

Bringt den Sensor am Körper an.

Anwendersicherheit, Lagerung und Handhabung

- Die Sensorpackung ist bei ungeöffneter und unbeschädigter Verpackung steril.
- Bewahren Sie das Sensorset bei 4 °C bis 25 °C auf. Das Sensorset kann im Kühlschrank aufbewahrt werden, solange dessen Temperatur zwischen 4 °C und 25 °C liegt.
- Tests haben bestätigt, dass Ihr Sensor ein Untertauchen bis zu einem Meter (3 Fuß) unter der Wasseroberfläche bis zu 30 Minuten lang aushält. Er ist auch gegen das Einführen von Gegenständen mit einem Durchmesser von > 12 mm geschützt. (IP27)
- Nicht einfrieren. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.

Entsorgung

Anweisungen zur Entsorgung finden Sie im Benutzerhandbuch.

Capteur FreeStyle Libre Select

À utiliser avec : lecteur FreeStyle Libre 3 et application FreeStyle Libre 3 (Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.)

VEUILLEZ LIRE CETTE NOTICE ET TOUTES LES INDICATIONS FIGURANT DANS LE KIT DU LECTEUR FREESTYLE LIBRE 3 AVANT DE MANIPULER LES ÉLÉMENTS DU KIT DE CAPTEUR. SI VOUS UTILISEZ L'APPLICATION FREESTYLE LIBRE 3, CONSULTEZ LE MANUEL D'UTILISATION FOURNI DANS L'APPLICATION.

Indications d'utilisation

Lorsqu'il est utilisé avec un dispositif compatible, le capteur de mesure en continu du glucose FreeStyle Libre Select (le « capteur ») est indiqué pour mesurer les taux de glucose dans le liquide interstitiel chez les personnes (âgées de 2 ans et plus) atteintes de diabète sucré, y compris les femmes enceintes. Le capteur et le dispositif compatible (le « système ») sont conçus pour remplacer la mesure de la glycémie dans le cadre du traitement du diabète, y compris le dosage de l'insuline. Le système est destiné à être utilisé par les patients, leurs aidants et les professionnels de santé à domicile et dans les établissements de soins. L'indication chez les enfants (âgés de 2 à 12 ans) est limitée aux enfants qui sont sous la surveillance d'un aidant âgé d'au moins 18 ans. L'aidant est responsable de gérer ou d'aider l'enfant à gérer le capteur et l'appareil compatible, il doit également interpréter ou aider l'enfant à interpréter les résultats du taux de glucose affichés par le capteur.

CONTRE-INDICATION :

Le capteur doit être retiré avant de subir un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM).

AVERTISSEMENT :

Le capteur contient des pièces de petite taille pouvant présenter un danger si elles sont avalées.

MISE EN GARDE :

- En de rares occasions, le capteur peut fournir des résultats inexacts de taux de glucose. Si vous pensez que vos résultats ne sont pas corrects ou qu'ils ne sont pas cohérents avec ce que vous ressentiez, réalisez un test de glycémie sur votre doigt pour confirmer le taux de glucose et assurez-vous que le capteur ne s'est pas décollé. Si le problème persiste ou si le capteur se décolle, retirez le capteur et appliquez un nouveau capteur.
- Une activité physique intense peut décoller le capteur en raison de la sueur ou du mouvement du capteur. Si le capteur se décolle, il est possible que vous n'obteniez aucun résultat ou des résultats non fiables, qui ne correspondent pas à ce que vous ressentiez. Suivez les instructions pour choisir un site d'application approprié.
- Ne réutilisez pas les capteurs. Le capteur et l'applicateur de capteur sont destinés à un usage unique. Leur réutilisation peut entraîner l'absence de résultats de taux de glucose et un risque d'infection. Ils ne sont pas destinés à être stérilisés. Toute exposition ultérieure à l'irradiation pourrait donner des résultats inexacts.
- Le pack de capteur et l'applicateur de capteur constituent un ensemble et ont le même numéro de série de capteur. Vérifiez que tous les chiffres correspondant avant d'utiliser votre pack de capteur et votre applicateur de capteur. Les packs de capteur et les applicateurs de capteur portant le même numéro de série du capteur doivent être utilisés ensemble, sans quoi les résultats de taux de glucose obtenus par le capteur pourraient être incorrects.

• Certaines personnes peuvent être sensibles à l'adhésif qui permet au capteur d'adhérer à la peau. Si vous remarquez une irritation cutanée importante sous le capteur ou autour de celui-ci, retirez-le et cessez d'utiliser le capteur. Contactez votre professionnel de santé avant de poursuivre l'utilisation du capteur.

Description

Le capteur est livré initialement en deux parties : l'une est le pack de capteur et l'autre est l'applicateur de capteur. Suivez les instructions pour préparer et appliquer le capteur sur l'arrière de la partie supérieure de votre bras. Le capteur comporte une petite extrémité souple qui s'insère juste en-dessous de la peau. Le capteur peut être porté pendant un maximum de 15 jours.

Éléments du kit de capteur



Pack de capteur

Utilisé avec l'applicateur de capteur pour préparer le capteur à l'utilisation.



Applicateur de capteur

Applique le capteur sur le corps.

Sécurité de l'utilisateur, conservation et manipulation

- Le pack de capteur est stérile sauf s'il est ouvert ou endommagé.
- Conservez le kit de capteur à une température comprise entre 4 °C et 25 °C. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de conserver votre kit de capteur au réfrigérateur, vous pouvez le faire à condition que la température à l'intérieur du réfrigérateur soit comprise entre 4 °C et 25 °C.
- Votre capteur a été testé pour résister à une immersion dans 1 mètre (3 pieds) d'eau pendant 30 minutes au maximum. Il est également protégé contre l'insertion d'objets dont le diamètre est supérieur à 12 mm. (IP27)
- Ne pas congeler. Ne pas utiliser le dispositif au-delà de la date de péremption.

Mise au rebut

Consultez le manuel d'utilisation pour les instructions de mise au rebut.

Sensore FreeStyle Libre Select

Da usare con: lettore FreeStyle Libre 3 e app FreeStyle Libre 3 (alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi).

PRIMA DI MANEGGIARE I COMPONENTI DEL KIT DEL SENSORE LEGGERE QUESTO FOGLIETTO ILLUSTRATIVO E TUTTE LE ETICHETTE FORNITE CON IL KIT DEL LETTORE FREESTYLE LIBRE 3. SE SI UTILIZZA L'APP FREESTYLE LIBRE 3, FARE RIFERIMENTO AL MANUALE D'USO NELL'APP.

Indicazioni d'uso

Il sensore di monitoraggio continuo del glucosio FreeStyle Libre Select ("sensore"), quando è utilizzato con un dispositivo compatibile, è indicato per la misurazione dei livelli di glucosio nei fluidi interstiziali di persone (a partire dai 2 anni di età) affette da diabete mellito, incluse le donne in gravidanza. Il sensore e il dispositivo compatibile ("sistema") sono progettati per sostituire il test della glicemia nella gestione del diabete, compreso il dosaggio dell'insulina. Il sistema è previsto per l'uso da parte dei pazienti, dei loro caregiver e degli operatori sanitari a domicilio e nelle strutture di assistenza sanitaria. L'indicazione pediatrica (età compresa tra 2 e 12 anni) è limitata ai pazienti sottoposti alla supervisione di una persona di età superiore ai 18 anni. È compito del supervisore gestire o aiutare il bambino a gestire il sensore e il dispositivo compatibile, come anche interpretare o aiutare il bambino a interpretare i valori del glucosio rilevati dal sensore.

CONTROINDICAZIONE

Il sensore deve essere inserito prima di una risonanza magnetica per immagini (RMI).

AVVERTENZE

Il sensore contiene componenti di piccole dimensioni che possono essere pericolosi se ingeriti.

ATTENZIONE

• In rare occasioni, si potrebbero ottenere valori del glucosio rilevati dal sensore non accurati. Se si hanno dubbi sulla correttezza dei valori o se i valori non sono coerenti con come ci si sente, eseguire un test della glicemia sul polpastrello per confermare il glucosio e assicurarsi che il sensore non si sia staccato. Se il problema persiste o il sensore si allenta, rimuovere il sensore attuale e applicarne uno nuovo.

- Un esercizio fisico intenso potrebbe allentare il sensore a causa di sudore o di movimenti del sensore. Se il sensore si allenta, si potrebbero non ottenere valori o ottenere valori inaffidabili che non corrispondono a come ci si sente. Attenersi alle istruzioni per selezionare un sito di applicazione adeguato.
- Non riutilizzare i sensori. Il sensore e il suo applicatore sono destinati ad un solo uso. Il riutilizzo potrebbe generare l'assenza di valori del glucosio e infezioni. Non indicato per la sterilizzazione. L'ulteriore esposizione a irradiazione potrebbe essere causa di risultati errati.
- La scatola del sensore e l'applicatore del sensore sono confezionati come un set e presentano lo stesso numero di serie del sensore. Controllare che tutte le cifre corrispondano prima di usare la scatola del sensore e l'applicatore del sensore. La scatola del sensore e gli applicatori del sensore con lo stesso numero di serie del sensore devono essere usati insieme, diversamente i valori del glucosio rilevati tramite sensore potrebbero non essere corretti.
- È possibile che alcuni individui siano sensibili all'adesivo che tiene il sensore attaccato alla pelle. Se si nota una significativa irritazione cutanea attorno o sotto il sensore, rimuovere il sensore e interromperne l'uso. Rivolgersi all'operatore sanitario prima di riprendere l'uso del sensore.

Descrizione

Il sensore viene inizialmente fornito in due parti: una nella scatola del sensore e l'altra nell'applicatore del sensore. Attenersi alle istruzioni per preparare e applicare il sensore sulla parte posteriore del braccio. Il sensore dispone di una piccola punta flessibile che viene inserita appena sotto la pelle. Il sensore può essere indossato per un massimo di 15 giorni.

Componenti del kit del sensore



Scatola del sensore

Usata con l'applicatore del sensore per preparare il sensore all'uso.



Applicatore del sensore

Applica il sensore al corpo.

Sicurezza per l'utente, conservazione e manipolazione

- La scatola del sensore è sterile se non è aperta o danneggiata.
- Conservare il kit del sensore a temperatura compresa tra 4 °C e 25 °C. Sebbene non sia necessario conservare il kit del sensore in frigorifero, è possibile farlo a condizione che la temperatura del frigorifero stesso sia compresa tra 4 °C e 25 °C.
- Il sensore è stato testato e può essere immerso in acqua fino alla profondità di un metro (3 piedi) per un massimo di 30 minuti. È inoltre protetto contro l'inserimento di oggetti con diametro >12 mm (IP27).
- Non congelare. Non usare se scaduto.

Smaltimento

Per le istruzioni di smaltimento, consultate il Manuale d'uso.



Abbott GmbH
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Deutschland
08 00 519 95 19

Abbott France S.A.S.
Abbott Diabetes Care
0800 10 11 56
ou 01 45 60 34 34

Abbott s.r.l
Abbott Diabetes Care
Viale Giorgio Ribotta, 9
Roma, 00144
Italia

Per assistenza tecnico-addestrativa
contattare
080 33 42 16



Europäische Union | Union européenne | Unione Europea:

Abbott GmbH
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany



Schweiz | Suisse | Svizzera:

Abbott Medical (Schweiz) AG
Neuhofstrasse 23
6341 Baar, Switzerland

Simbolo auf der Verpackung | Symboles sur l'étiquetage |

Simboli delle etichette

	STERILE R		
Sterilbarriere. Siehe Gebrauchsanweisung, falls geöffnet oder beschädigt. Barrière stérile. Consultez le mode d'emploi si l'emballage est ouvert ou endommagé. Barriera sterile. Se aperto o danneggiato, fare riferimento alle istruzioni per l'uso.			
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. Non usare se la scatola è danneggiata. Für Sterilbarriere: Nicht verwenden, wenn das Sterilbarrieresystem des Produkts oder dessen Verpackung beeinträchtigt ist. Protection stérile : Ne pas utiliser si le système de protection stérile ou l'emballage du produit est endommagé. Per la barriera sterile: non utilizzare se il sistema a barriera sterile del prodotto o la sua confezione sono compromessi.		
	Nicht wiederverwenden Ne pas réutiliser Non riutilizzare		
	STERILE R	Mit Strahlung sterilisiert Stérilisé par irradiation Sterilizzato tramite irradiazione	
	Verfallsdatum Date de péremption Data di scadenza		
	SN	Seriennummer Numéro de série Numero di serie	
	Vorsicht Mise en garde Attenzione		
	Temperaturbegrenzung Limites de température Limiti di temperatura		
	Feuchtigkeitsbegrenzung Limites d'humidité Limite di umidità		
	Einfach-Sterilbarrieresystem Système de protection stérile unique Sistema a barriera sterile singola		
	Anwendungsteil des Typs BF Equipement de type BF Parte applicata di tipo BF		
	Hersteller Fabricant Fabricante		
	Herstellungsdatum Date de fabrication Data di fabbricazione		
	Gebrauchsanweisung beachten oder elektronische Gebrauchsanweisung beachten Consulter le mode d'emploi ou consulter le mode d'emploi électronique Consultare le istruzioni per l'uso o consultare le istruzioni per l'uso in formato elettronico		
	LOT	Chargencode Numéro de lot Codice lotto	
	REF	Bestellnummer Numéro de référence Numero di listino	

The sensor housing, FreeStyle, Libre, and related brand marks are marks of Abbott.

©2024 Abbott ART50107-101 Rev. A 09/24

	CE-Kennzeichnung Marquage CE Marchio CE
	Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft/ Europäischen Union Mandataire établi dans la Communauté européenne/l'Union européenne Mandatario nella Comunità Europea/Unione Europea
	Bevollmächtigter in der Schweiz Représentant agréé en Suisse Rappresentante autorizzato in Svizzera
	Importeur Importateur Importatore
	Vertriebspartner Distributeur Distributore
	Patienteninformations-Website Site Web des informations patient Sito web delle informazioni per il paziente
	Einmalige Produktkennung Identifiant unique du dispositif Identificatore univoco del dispositivo
	Medizinprodukt Dispositif médical Dispositivo medico
	Dieses Produkt darf nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden. Elektro- und Elektronik- Altgeräte sind in der Europäischen Union gem. Richtlinie 2012/19/EU separat zu sammeln. Nähere Informationen erhalten Sie beim Hersteller. Ce produit ne doit pas être éliminé dans les déchets municipaux. La directive 2012/19/UE impose la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques au sein de l'Union européenne. Contactez le fabricant pour les détails. Questo prodotto non deve essere smaltito tramite la raccolta dei rifiuti municipale. Nell'Unione Europea, è richiesta la raccolta separata per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in base alla direttiva 2012/19/UE. Per dettagli, contattare il fabbricante.
	Produkt mit Hinweis zur Entsorgung – spezifisch für Frankreich Produit fourni avec les instructions de mise au rebut. Informations spécifiques à la France Prodotto con istruzioni per lo smaltimento (specifique per la Francia)
	Hinweise zur Entsorgung des Sensors – spezifisch für Frankreich Instructions de mise au rebut du capteur. Informations spécifiques à la France Istruzioni per lo smaltimento del sensore (specifique per la Francia)
	Hinweise zur Entsorgung von Komponenten aus Papier, Karton und Plastik – spezifisch für Frankreich Instructions de mise au rebut concernant les composants de plastique, carton et papier. Informations spécifiques à la France Istruzioni per lo smaltimento di componenti in carta, cartone e plastica (specifique per la Francia)
	www.dastri.fr/patients Hinweise zur Entsorgung von Sensorapplikatoren – spezifisch für Frankreich Instructions de mise au rebut de l'applicateur du capteur - Informations spécifiques à la France Istruzioni per lo smaltimento dell'applicatore del sensore (specifique per la Francia)



Abbott B.V.
Weglaan 9, 2132 JD Hoofddorp,
The Netherlands



Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon
OX29 0YL, UK

