


# SET DE POSE DIU EVOLUTION<sup>®</sup>

## IUD KIT EVOLUTION<sup>®</sup>



**Références : 01.134 - 46295 / 01.134PH - 46296**  
Boîte de 10 sets / 1 set par boîte individuelle  
Stérilisation : Oxyde d'éthylène

**References : 01.134 - 46295 / 01.134PH - 46296**  
Box of 10 units / 1 unit per individual box  
Sterilization : Ethylene Oxyde

### DESCRIPTION

Le set de pose de stérilet EVOLUTION est composé :

- Un ciseau coupe-fils avec encoche – longueur 22cm en acier inoxydable
- Une pince languette Evolution – longueur 25cm en Polyamide et fibre de verre
- Une pince de Pozzi – longueur 25 cm en Polyamide et fibre de verre
- Un hystéromètre double – longueur 30 cm en Polyéthylène
- L'Hystéromètre a deux extrémités comportant des embouts avec dilations progressives pour toutes les poses de DIU /SIU
- Une extrémité avec dilataion progressive de CH8 (diamètre 2,66mm) à CH12 (diamètre 4 mm).
- L'autre extrémité avec dilataion progressive de CH10 (diamètre 3,3mm) à CH14 (diamètre 4,7mm).

Chaque extrémité est protégée par un tube de Polyéthylène pour assurer son asepsie.

### NOTICE D'UTILISATION

Après la mise en place du spéculum, utiliser la pince languette Evolution pour la désinfection du col.  
Saisir le col avec la pince de Pozzi pour redresser l'utérus et le mettre dans l'axe du vagin.  
Utiliser l'hystéromètre en ayant choisi la partie indiquée en fonction du DIU, introduire délicatement l'hystéromètre dans le canal cervical, jusqu'au fond de l'utérus pour évaluer sa profondeur et vérifier la direction de l'utérus. Le retirer avec douceur.  
Mettre en place du DIU en suivant les instructions du fabricant.  
Couper les fils du DIU en utilisant la paire de ciseaux coupe-fils.

### TRAITEMENT DU PRODUIT APRES UTILISATION

Après l'intervention, disposer du produit utilisé et de son emballage en se référant à la procédure en vigueur dans votre établissement, pour le traitement des déchets médicaux.

### RECOMMANDATIONS

Lire la notice d'utilisation du fabricant de DIU.  
Ce dispositif médical doit être utilisé par des professionnels de santé.  
**NE PAS UTILISER** le matériel si son emballage a été ouvert ou endommagé, ou s'il présente un défaut survenu, suite au transport, à de mauvaises conditions de stockage, ou une mauvaise manipulation, qui pourrait nuire à son utilisation.

**NOUS VOUS RAPPELONS QUE CES DISPOSITIFS SONT STRICTEMENT A USAGE UNIQUE, ET NE PEUVENT ÊTRE REUTILISÉS. EN CAS DE REUTILISATION, LEURS PERFORMANCES POURRAIENT ÊTRE ALTERÉES ET LE RISQUE DE CONTAMINATION IMPORTANT**

DIU : Dispositif intra-utérin  
SIU : Système intra-utérin

### DESCRIPTION

The IUD kit EVOLUTION is composed :

- Cut-thread scissor with notch – length 22cm in stainless steel
- Long Evolution forceps – length 25cm in Polyamid and fiberglass
- Pozzi forceps – length 25 cm in Polyamid and fiberglass
- Double hystrometer – length 30 cm in Polyethylene
- The hystrometer has two flexible ends, including tips with progressive dilations for all type of IUD insertion
- One end with progressive dilation size CH8 (diameter 2,66mm) to CH12 (diameter 4 mm)
- Other end with progressive dilation size CH10 (diameter 3,3mm) to CH14 (diameter 4,7mm).

Each end is protected by a polyethylene tube to ensure its asepticity.

### INSTRUCTIONS FOR USE

After inserting a speculum, use the long forceps Evolution to disinfect the cervix.  
Grasp the cervix with the Pozzi cervical tenaculum to straighten the uterus and position it with the axis of the vagina. Use the uterine sound by choosing the part indicated according to the IUD model.  
Gently introduce the uterine sound into the cervical canal, to the bottom of the uterus to assess its depth and check the direction of the uterus, remove it gently. Insert the IUD according to manufacturer instructions.  
Cut the string of the IUD using the provided long scissors.

### PRODUCT DISPOSAL AFTER USE










After the procedure, dispose of any used product and its packaging in strict compliance with your facility's procedures for treating medical waste.

### RECOMMENDATIONS

Read IUD manufacturer instructions before use  
This medical device is intended for use only by health care professionals  
**DO NOT USE** if the package has been opened or damaged or if there is a defect caused by poor shipping, storage, or handling that could affect its use.

**NOTICE : THESE DEVICES ARE STRICTLY FOR SINGLE USE ONLY AND MAY NOT BE REUSED; REUSE COULD ALTER PERFORMANCE OR IMPOSE A SERIOUS RISK OF CONTAMINATION.**

DIU : Intrauterine device  
SIU : Intrauterine system

LOT		REF	STERILE EO								
Numéro de lot	Fabricant	Référence catalogue	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène	Ne pas restériliser	Ne pas réutiliser	Ne pas utiliser si emballage endommagé	Garder à l'abri du soleil	Craint l'humidité	Attention	Date limite d'utilisation	Date de fabrication
Batch code	Manufacturer	Catalogue number	Sterilized using ethylene oxide	Do not resterilize	Do not re-use	Do not use if package is damaged	Keep away from sunlight	Keep dry	Caution	Use by date	Date of manufacture