

DOMICILE - HOMECARE

PROFILO

Barres d'appui
Grab bars
Haltegriffe

MKT-H-NO-PROFILO-A

2025-04-24

FR - Notice d'utilisation

EN - Instructions for installation and use

DE - Bedienungsanleitung

ES - Instrucciones de uso

 **FABRICANT**

HERDEGEN SAS,
46 bis avenue du Maine
75015 PARIS - France
qualite@hacare.com

Copyright 2025 par HERDEGEN SAS- TOUS DROITS RESERVES

Dans un souci d'amélioration continue, HERDEGEN SAS se réserve le droit de changer tout détail ou spécification de ce document sans notification préalable.

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles. Elles ne peuvent être diffusées à un tiers seulement sous accord écrit préalable de HERDEGEN SAS. Aucune partie de ce document ne doit être reproduite ou communiquée, sous toute forme et moyen utilisés, que ce soit à l'aide de moyen technique ou électronique, incluant photocopie, enregistrement et tous systèmes d'informations et d'extractions de données.

Vous pouvez obtenir un nouvel exemplaire de ce document auprès de HERDEGEN SAS en contactant votre Commercial régional ou directement HERDEGEN SAS.

Première impression : 2025

DISTRIBUTEUR

 **MANUFACTURER**

HERDEGEN SAS,
46 bis avenue du Maine
75015 PARIS - France
qualite@hacare.com

Copyright 2025 par HERDEGEN SAS- ALL RIGHTS RESERVED

In the interests of continuous improvement, HERDEGEN SAS reserves the right to change any detail or specification in this document without prior notice.

The information contained in this document is confidential. It may only be shared with a third party with the prior written consent of HERDEGEN SAS. This document may not be reproduced or communicated, in full or in part, in any way or by any means, whether technical or electronic, by photocopying, recording, or using any information or data extraction systems.

You can obtain a new copy of this document from HERDEGEN SAS by contacting your regional sales representative or directly contacting HERDEGEN SAS.

First edition printed in: 2025

DISTRIBUTOR

AVANT-PROPOS

Vous venez d'acquies un produit HACARE et nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients. Nous vous remercions aussi pour la confiance que vous accordez à notre entreprise et à nos produits.

Votre confiance est pour nous l'assurance que l'entreprise HACARE continue de répondre aux exigences propres aux besoins qui sont les vôtres. C'est pourquoi nous nous efforçons de toujours innover en vous proposant des solutions et des produits de qualité pour améliorer le confort et la qualité des soins du patient tout en allégeant la tâche quotidienne des personnels soignants.

Les produits HACARE ont convaincu nombre de professionnels et d'établissements grâce à leurs atouts fonctionnels et esthétiques, qui sont aujourd'hui de solides références. Simplicité, fiabilité et sécurité sont les caractéristiques maitresses de nos dispositifs médicaux.

Vous avez choisi HACARE, nous nous engageons à vous satisfaire.

Néanmoins, la responsabilité de l'utilisation conforme des produits vous revient. C'est pourquoi nous vous invitons à prendre connaissance de l'ensemble des caractéristiques techniques, de l'utilisation et de la maintenance de l'équipement en lisant ce manuel.

L'équipe HACARE

FOREWORD

You have just purchased a HACARE product and we are pleased to have you as one of our clients. We also thank you for placing your trust in our company and our products.






Your trust assures us that the HACARE company continues to meet your specific requirements and needs. That's why we always strive to innovate, providing you with quality solutions and products that improve the comfort and quality of patient care while making the caregiver's daily tasks easier.

HACARE products have gained the confidence of many professionals and institutions due to their functional and aesthetic qualities, and are now considered to be a solid benchmark. Simplicity, reliability and safety are the hallmarks of our electrical healthcare cradles.


You've chosen HACARE, and we're committed to satisfying your needs.



However, you are responsible for the proper use of the cradles. That's why we invite you to familiarize yourself with the technical specifications, and the instructions for use and maintenance of the equipment by reading through this manual.

The HACARE team

	FR	EN	DE	ES
	Signification des symboles	Explanation of symbols	Zeichenerklärung	Explicación de los símbolos
	Consulter les instructions d'utilisation	Read the instruction manual before use	Vor Gebrauch Gebrauchsanweisung lesen	Lea el manual de instrucciones antes de utilizarlo
	Attention : précautions ou restrictions d'utilisation	Observe the safety instructions	Sicherheitshinweise beachten	Siga las instrucciones de seguridad
	Identification et adresse du fabricant	Manufacturer's ID and address	Identifikation und Adresse des Herstellers	Identificación y dirección del fabricante
	Poids maxi patient	Max. patient weight	Max. Patientengewicht	Peso máximo del paciente
	Poids	Weight	Gewicht	Peso

FR	CONSERVATION	Ce document d'accompagnement doit être conservé à proximité du produit dans un endroit destiné à cet effet. Il doit être maintenu à l'abri de tout élément et de toute substance compromettant sa parfaite lisibilité.
EN	STORAGE	This user manual should be kept near the product, in a place provided for this purpose. It must be shielded from all elements and substance that could compromise its perfect legibility.
DE	AUFBEWAHRUNG	Dieses Begleitdokument muss an einem dafür vorgesehenen Ort in der Nähe des Produkts aufbewahrt werden. Es muss von allen Elementen und Substanzen ferngehalten werden, die die einwandfreie Lesbarkeit beeinträchtigen.
ES	CONSERVACIÓN	Este documento de acompañamiento debe ser conservado cerca del producto en un lugar destinado a tal fin. Debe mantenerse protegido de cualquier elemento y sustancia que comprometa su perfecta legibilidad.



PROFILO	A (cm)	Ø (cm)		
573030	30	3,2	40 kg	0,15 kg
573040	40	3,2	40 kg	0,20 kg
573045	45	3,2	40 kg	0,25 kg
573060	60	3,2	40 kg	0,32 kg

FR - Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation. Suivre

les indications et les conserver précieusement. Si cette aide est utilisée par d'autres personnes, celles-ci doivent être bien informées sur les conseils suivants avant toute utilisation.

1. CONSIGNES DE SECURITE, UTILISATIONS ANORMALES, DANGERS

- Toujours consulter votre revendeur spécialisé pour installer l'appareil et pour apprendre à l'utiliser de manière appropriée.
- Attention à la qualité du mur et au choix des vis lors de la fixation de la barre sur le mur. Les vis et chevilles doivent être adaptées au support. Les murs en placoâtre présentent de réels risques d'arrachement.
- La barre ne doit être utilisée que pour maintenir l'équilibre et pas pour se lever. Elle n'est pas conçue pour supporter tout le poids du corps. Ne pas exercer une traction supérieure à 40kg sur la barre.
- Toujours vérifier la bonne fixation de la barre avant utilisation, en cas de doute, ne pas hésitez à la fixer à nouveau et à faire appel à un professionnel.
- La barre est destinée à une utilisation en intérieur et ne doit être ni montée ni stockée dehors.
- Ne pas utiliser dans un autre but que celui pour lequel ce produit est prévu : ne pas se mettre debout sur la barre par exemple!!
- Ne pas modifier cet article. En cas de nécessité, n'utiliser que des pièces originales pour le réparer. Seul un personnel qualifié est habilité à réparer cet article.
- En cas de non utilisation prolongée, faites vérifier votre appareil par votre revendeur spécialisé.
- Une fois que vous avez installé le produit, assurez-vous que celui-ci est fixé solidement.
- Ne suspendez RIEN sur la barre.

- Vérifier la barre avant de l'utiliser, en cas de doute, ne pas l'utiliser et demander conseils à votre revendeur spécialisé.

2. INSTALLATION

Un mauvais réglage peut conduire à une mauvaise utilisation et à des risques d'accident. En aucun cas vous ne devez utiliser ce produit si vous pensez risquer une chute. N'hésitez pas à questionner votre revendeur en cas de doute.



ATTENTION! La barre doit être fixée uniquement par un professionnel et sur un mur ayant une résistance à l'arrachement suffisante. Une force de traction importante est exercée lors de l'utilisation. Les chevilles et vis doivent être adaptées au type de cloison.

Les barres d'appui "PROFILO" sont conçues comme support pour les personnes ayant des problèmes d'équilibre. Elles peuvent vous aider à vous relever des toilettes en toute sécurité, vous aider dans vos déplacements (couloirs, escalier...) et limiter ainsi les risques de chutes. Elles peuvent être installées n'importe où en intérieur, y compris dans des endroits humides.

Ces barres sont fabriquées en matière plastique blanche (ABS) et possèdent une surface rainurée afin de garantir une bonne préhension lors de l'utilisation. Elles se fixent au mur avec des chevilles et des vis. Le diamètre du tube est de 32mm. Des flasques (1) permettent de masquer les vis. Distance barre-mur: 40 mm.



Le poids maximum de traction exercée ne doit pas dépasser 40kg.

Outils nécessaires : une perceuse, un tournevis, vis et chevilles.

- 1- Déballer les différents composants contenus dans le carton et vérifier que le produit n'est pas abîmé, en cas de colis ou de produit

abîmé, ne pas installer l'article mais contacter votre revendeur spécialisé.

2- Utiliser les trous sur la platine [A] pour repérer sur le mur les trous de perçage [B], percer [C], insérer les chevilles puis visser les platines.

3- Recouvrir les platines avec l'enjoliveur [D].

4- Vérifier la stabilité du produit avant utilisation.

4. ENTRETIEN

Le produit doit être nettoyé régulièrement avec un chiffon propre et sec.

5. TRAITEMENT DE DÉCHETS

Veillez mettre au rebut ce produit en conformité avec la réglementation en vigueur.

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Voir tableau page 5. Ces produits sont biocompatibles. Matériaux : Le produit est composé de matières plastiques, ne rouille pas. Un support de papier toilette en acier époxy peint est parfois livré avec la barre en fonction du modèle choisi. La durée de garantie du produit et de ses divers éléments est spécifiée dans les conditions commerciales.