

EN User Manual: Quick Clean™ Microwave bags

Intended use

Medela's microwave bags are the handy way to sanitise your personal use pump equipment and breastfeeding accessories quickly and safely. You can use the bag up to 20 times.

Important safety information


- The Quick Clean microwave bag is intended for use only with microwave-safe plastics.
- Do not place the bag in a conventional oven or oven grill.
- Do not place the bag on a metallic grill that comes with some microwave ovens.
- Follow the instructions for use of your microwave oven.

Cleaning and hygiene

- Clean parts immediately after use to avoid the drying up of milk residues and to prevent growth of bacteria.
 - Use drinking-quality water for any of the following cleaning procedures.
 - Follow these cleaning instructions.
- Note:** Steam treatment may cause discolouration of the cleaned parts. This will not affect performance.


How to use

- Disassemble the items that you wish to disinfect into their individual parts.
- Thoroughly rinse all parts with cold, clear water (approx. 20 °C), then clean them with warm, soapy water (approx. 30 °C). Rinse again with cold, clear water (see Figure 1).
- Add 60 ml of water to the bag (see Figure 2).

 **Do not use less than 60 ml of water. Using less water may shrink the parts.**

- Put the parts to be disinfected into the bag (Figure 3).

 **Do not overload the bag.**

 **Do not disinfect the tubing in the microwave bag as this may lead to it becoming deformed.**

One bag can hold (some examples):

- One breast shield/connector/valve-membrane assembly, as well as a bottle with cap or teat;
- Two breast shield/connector/valve-membrane assemblies;
- Two 150 ml breast milk bottles and caps/teats;
- Two 250 ml breast milk bottles and caps/teats.

- Seal the bag tightly (Figure 4).
- Put the tightly sealed bag into the microwave. Place the bag in the centre of the turntable.


 **Make sure the bag stands up securely and can turn freely in the microwave.**

Note: If your microwave does not have a turntable, turn the bag halfway through the heating process.


- Heat the bag according to the heating times below.

Heating times:

- 1100W+ = 1,5 minutes
- 800–1100W = 3 minutes
- 500–750W = 5 minutes

 **Heating for longer than the recommended time may shrink the parts.**

- Carefully remove the warm bag from the microwave (Figure 5). Use oven mitts or hot pads, as hot water and steam may collect inside the oven.
- First, remove the hot water from the bag by pouring it out through the pouring spout (Figure 6). Then carefully open the bag.

 **Take care when you remove the bag from the microwave or open the bag. Hot water or steam may escape (danger of burning).**

- Carefully remove all parts from the bag. Dry each part with a clean towel (Figure 7). Put the parts that you will not immediately use after cleaning into a clean zip lock bag or store them in a container with a lid. Alternatively, wrap the parts in a clean paper or a clean cloth.
- You can use the bag for a maximum of 20 times. To keep track of the number of times you used the bag, numbered boxes are printed on the bag (Figure 8). Check a box after each use.

Material: Polypropylene (PP).

Disposal: According to local regulations.

DE Gebrauchsanweisung: Quick Clean™ Mikrowellen-Beutel

Verwendungszweck

Mit den praktischen Mikrowellenbeuteln von Medela können Sie Ihr Milchpumpen- und Stillzubehör für den persönlichen Gebrauch schnell und sicher desinfizieren. Der Beutel kann bis zu 20 Mal wiederverwendet werden.

Wichtige Sicherheitshinweise


- Der Quick Clean Mikrowellenbeutel ist ausschließlich für den Gebrauch mit mikrowellengeeigneten Kunststoffen bestimmt.
- Den Beutel nicht in einen herkömmlichen Back- oder Grillofen legen.
- Den Beutel nicht auf einen Metall-Grillrost legen, der bei einigen Mikrowellen enthalten ist.
- Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung Ihrer Mikrowelle.

Reinigung und Hygiene

- Reinigen Sie die Teile sofort nach Gebrauch, um das Eintrocknen von Milchresten und das Wachstum von Bakterien zu verhindern.
 - Verwenden Sie Wasser in Trinkwasserqualität für alle nachfolgend beschriebenen Reinigungsverfahren.
 - Befolgen Sie diese Reinigungsanweisungen.
- Hinweis:** Dampfbehandlung kann zu einer Entfärbung der gereinigten Teile führen. Dies beeinträchtigt nicht deren Funktion.


Anwendung

- Zerlegen Sie die zu desinfizierenden Teile in ihre Einzelteile.
- Alle Teile gründlich mit kaltem, klarem Wasser (ca. 20 °C) abspülen und anschließend mit warmem Seifenwasser (ca. 30 °C) reinigen. Erneut mit kaltem, klarem Wasser abspülen (siehe Abbildung 1).
- 60 ml Wasser in den Beutel einfüllen (siehe Abbildung 2).

 **Füllen Sie nicht weniger als 60 ml Wasser ein. Das Verwenden von weniger als 60 ml Wasser kann die Teile verformen.**

- Zur Desinfektion die gereinigten Teile in den Beutel legen (Abbildung 3).


 **Den Beutel nicht überfüllen.**

 **Keine Schläuche im Mikrowellenbeutel desinfizieren, da diese sich dadurch verformen könnten.**

Ein Beutel fasst (Beispiele):

- Ein Pumpset bestehend aus Brusthaube/Verbindungsstück/Ventil-Membrane sowie eine Flasche mit Deckel oder Sauger;
- Zwei Pumpsets bestehend aus Brusthaube/Verbindungsstück/Ventil-Membrane;
- Zwei 150-ml-Muttermilchflaschen und Deckel/Sauger;
- Zwei 250-ml-Muttermilchflaschen und Deckel/Sauger.

- Beutel fest verschließen (Abbildung 4).
- Fest verschlossenen Beutel in die Mikrowelle stellen. Den Beutel in die Mitte des Drehtellers stellen.


 **Achten Sie darauf, dass der Beutel aufrecht steht, und die Wände der Mikrowelle nicht berührt.**

Hinweis: Wenn Ihre Mikrowelle keinen Drehteller hat, Beutel nach der Hälfte der Reinigungszeit umdrehen.

- Erhitzen Sie den Beutel entsprechend den folgenden Zeitangaben.

Zeitangaben für die Erhitzung in der Mikrowelle:

- 1100W+ = 1,5 Minuten
- 800–1100W = 3 Minuten
- 500–750W = 5 Minuten

 **Durch zu langes Erhitzen könnten sich die Teile verformen.**

- Den heißen Beutel vorsichtig aus der Mikrowelle nehmen (Abbildung 5). Verwenden Sie Ofenhandschuhe oder Topflappen, da sich heißes Wasser und Dampf im Mikrowellenherd ansammeln können.
- Zuerst das heiße Wasser durch den Ausguss aus dem Beutel gießen (Abbildung 6). Dann den Beutel vorsichtig öffnen.

 **Vorsicht beim Herausnehmen des Beutels aus der Mikrowelle oder beim Öffnen des Beutels. Heißes Wasser oder Dampf können entweichen (Verbrennungsgefahr).**

- Vorsichtig alle Teile aus dem Beutel nehmen. Jedes Teil mit einem sauberen Tuch abtrocknen (Abbildung 7). Die Teile, die Sie nicht unmittelbar nach der Desinfektion verwenden, in einen sauberen, verschließbaren Beutel verpacken oder in einem Behälter mit Deckel aufbewahren. Alternativ die Teile in ein sauberes Papierfuch oder Stoffluch einwickeln.
- Der Beutel kann maximal 20 Mal verwendet werden. Um festzuhalten, wie viele Male Sie den Beutel bereits verwendet haben, sind nummerierte Kästchen auf den Beutel aufgedruckt (Abbildung 8). Kreuzen Sie nach jedem Gebrauch ein Kästchen an.

Material: Polypropylen (PP).

Entsorgung: gemäß lokalen Vorschriften.

FR Manuel d'utilisation: Quick Clean™ Sachets pour micro-ondes

Utilisation prévue

Les sachets de désinfection pour micro-ondes Medela sont très pratiques pour désinfecter votre tire-lait et vos accessoires d'allaitement, rapidement et en toute sécurité. Vous pouvez utiliser le sachet jusqu'à 20 fois.

Recommandations importantes en matière de sécurité

- Le sachet pour micro-ondes Quick Clean est destiné à être utilisé exclusivement avec des plastiques adaptés au micro-ondes.
- N'utilisez pas le sachet dans un four conventionnel ou un grill.
- Ne placez pas le sachet sur la grille métallique que l'on retrouve dans certains fours à micro-ondes.
- Suivez le mode d'emploi de votre four à micro-ondes.


Nettoyage et hygiène

- Nettoyez les pièces immédiatement après utilisation pour éviter que des résidus de lait ne séchent et pour empêcher la prolifération bactérienne.
- Utilisez de l'eau potable pour toutes les procédures de nettoyage détaillées ci-après.
- Respectez ces instructions de nettoyage.

Remarque : le traitement par vapeur peut décolorer les parties nettoyées. Cela n'aura aucune incidence sur leur fonctionnement.


Mode d'emploi

- Démontez complètement les pièces que vous souhaitez désinfecter.
- Rincez minutieusement toutes les pièces à l'eau claire et froide (environ 20 °C), puis nettoyez-les à l'eau savonneuse et chaude (environ 30 °C). Rincez ensuite à nouveau à l'eau claire et froide (voir Figure 1).
- Ajoutez 60 ml d'eau dans le sachet (voir Figure 2).

 **N'utilisez pas moins de 60 ml d'eau, de crainte de faire fondre les pièces.**

- Placez les pièces à désinfecter dans le sachet (Figure 3).


 **Ne surchargez pas le sachet.**

 **Ne désinfectez pas le tuyau dans le sachet pour micro-ondes car cela pourrait le déformer.**

Voici quelques exemples de **ce que peut contenir un sachet** :

- Une tétérelle/un connecteur/un ensemble valve-membrane ainsi qu'un biberon avec couvercle ou tétine ;
- Deux tétérelles/deux connecteurs/deux ensembles valve-membrane ;
- Deux biberons de 150 ml de lait maternel avec leur couvercle/tétine ;
- Deux biberons de 250 ml de lait maternel avec leur couvercle/tétine.

- Fermez bien le sachet de manière hermétique (Figure 4).
- Placez le sachet bien fermé dans le micro-ondes, au centre du plateau tournant.


 **Assurez-vous que le sachet soit bien droit et qu'il puisse tourner sans problème dans le micro-ondes.**

Remarque: si votre micro-ondes ne dispose pas d'un plateau tournant, retournez le sachet à la moitié du processus de chauffe.


- Faites chauffer le sachet conformément aux temps de chauffe indiqués ci-dessous :

Temps de chauffe :

- 1100 W+ = 1,5 minute
- 800–1100 W = 3 minutes
- 500–750 W = 5 minutes

 **Un processus de chauffe plus long que le temps recommandé risque de faire fondre les pièces.**

- Enlevez avec précaution le sachet chaud du micro-ondes (Figure 5). Utilisez des maniques ou des gants pour le four car il est possible que de l'eau chaude et de la vapeur se soient amassées à l'intérieur du four.
- Commencez par retirer l'eau chaude du sachet en la déversant par le bec verseur (Figure 6). Ouvrez ensuite le sachet avec précaution.

 **Faites attention lorsque vous ouvrez le sachet ou le retirez du micro-ondes : de l'eau chaude ou de la vapeur peuvent s'en échapper (risque de brûlure).**

- Retirez avec précaution toutes les pièces présentes dans le sachet. Séchez chaque pièce à l'aide d'un chiffon propre (Figure 7). Après les avoir nettoyées, placez les pièces que vous n'utilisez pas immédiatement dans un sachet propre muni d'un zip de fermeture ou rangez-les dans un récipient avec couvercle. Vous pouvez aussi emballer les pièces dans un papier ou un linge propre.
- Vous pouvez utiliser le sachet jusqu'à 20 fois maximum. Afin de garder la trace du nombre de fois que vous avez utilisé le sachet, des cases numérotées sont imprimées sur le sachet (Figure 8). Cochez une case après chaque utilisation.

Matériaux : polypropylène (PP).

Mise au rebut : conformément aux prescriptions locales.

IT Manuale d'uso: Quick Clean™ Sacche per microonde

Destinazione d'uso

Le sacche per microonde di Medela rappresentano il modo pratico per sanificare rapidamente e in sicurezza la tua attrezzatura di estrazione e gli accessori per l'allattamento per uso personale. Ogni sacca può essere usata fino a 20 volte.

Importanti informazioni di sicurezza

- La sacca per microonde Quick Clean deve essere utilizzata esclusivamente con plastica resistente al microonde.
- Non mettere la sacca in un forno tradizionale o in un forno con grill.
- Non mettere la sacca sulla griglia metallica in dotazione con alcuni microonde.
- Seguire le istruzioni per l'uso del forno microonde.


Pulizia e misure igieniche

- Pulire i componenti subito dopo l'uso per evitare l'essiccazione dei residui di latte e per prevenire la formazione di batteri.
- Usare acqua potabile per tutte le seguenti operazioni di pulizia.
- Seguire queste istruzioni per la pulizia.

Nota: il trattamento a vapore può provocare lo scolorimento dei componenti puliti, senza comunque comprometterne le prestazioni.

Informazioni sull'utilizzo

- Smontare gli articoli che si intende disinfettare.
- Sciacquare tutti i componenti con acqua pulita e fredda (20 °C circa) e quindi lavarli con acqua saponata tiepida (30° C circa). Risciacquare con acqua pulita fredda (osservare la Figura 1).
- Aggiungere 60 ml di acqua alla sacca (osservare la Figura 2).

 **Non usare meno di 60 ml di acqua, in quanto un utilizzo inferiore di acqua può determinare un restringimento dei componenti.**

- Mettere i componenti da disinfettare nella sacca (Figura 3).


 **Non sovraccaricare la sacca.**

 **Non disinfettare il tubicino nella sacca per microonde in quanto potrebbe deformarsi.**

Una sacca può contenere (alcuni esempi):

- Una coppa per il seno/connettore/valvola-membrana, nonché un biberon con cappuccio o tettarella.
- Due coppe per il seno/connettore/valvola-membrana.
- Due biberon per latte materno da 150 ml con cappucci/tettarelle.
- Due biberon per latte materno da 250 ml con cappucci/tettarelle.

- Sigillare saldamente la sacca (Figura 4).
- Mettere la sacca sigillata nel microonde e sistemarla al centro del piatto girevole.


 **Assicurarsi che la sacca sia posizionata saldamente e che possa girare correttamente nel microonde.**

Nota: se il microonde non dispone di un piatto girevole, girare la sacca a metà del processo di riscaldamento.


- Scaldare la sacca secondo i tempi di riscaldamento riportati sotto.

Tempi di riscaldamento:

- +1100 W = 1,5 minuti
- 800–1100 W = 3 minuti
- 500–750 W = 5 minuti

 **Se il tempo di riscaldamento è superiore a quello consigliato, i componenti possono restringersi.**

- Rimuovere con cura la sacca calda dal microonde (Figura 5). Utilizzare guanti da forno o delle presine, poiché possono raccogliersi acqua calda e vapore all'interno del forno.
- Per prima cosa, rimuovere l'acqua calda dalla sacca versandola dal beccuccio (Figura 6). Quindi aprire la sacca con cautela.

 **Prestare attenzione quando si rimuove la sacca dal microonde o quando la si apre, poiché potrebbero fuoriuscire acqua calda o vapore (rischio di ustione).**

- Rimuovere con cura tutti i componenti dalla sacca. Asciugare ogni componente con un panno pulito (Figura 7). Riporre i componenti non utilizzati in una borsa con chiusura a zip o custodirli in un contenitore con coperchio. In alternativa, avvolgere i componenti in carta pulita o in un panno pulito.
- La sacca può essere usata fino a 20 volte. Per tenere traccia del numero di volte che si utilizza la sacca, su di essa sono stampate delle caselle numerate (Figura 8). Contrassegnare una casella dopo ciascun utilizzo.

Materiale: polipropilene (PP).

Smaltimento: in conformità con le disposizioni locali.

NL Gebruiksaanwijzing: Quick Clean™ Magnetronzakken

Beoogd gebruik

Met de handige magnetronsterilisatiezakken van Medela kun je borstkolfonderdelen en borstvoedingsaccessoires voor persoonlijk gebruik snel en veilig desinfecteren. Je kunt de zak maximaal 20 keer gebruiken.

Belangrijke veiligheidsinformatie


- De Quick Clean magnetronzak is uitsluitend bedoeld voor gebruik met magnetronbestendig kunststof.
- Plaats de zak niet in een conventionele oven of grill oven.
- Leg de zak niet op een metalen rooster dat bij sommige magnetrons wordt geleverd.
- Volg de gebruiksaanwijzing van je magnetron.

Reiniging en hygiëne


- Maak de onderdelen na gebruik onmiddellijk schoon om te voorkomen dat melkresten opdrogen en om de groei van bacteriën tegen te gaan.
 - Gebruik voor de onderstaande reinigingsprocedures water van drinkwaterkwaliteit.
 - Volg deze reinigingsinstructies.
- NB:** De stoombehandeling kan verkleuring van de gereinigde onderdelen veroorzaken. Dit heeft geen nadelig effect op de werking.

Gebruik

- Haal de voorwerpen die je wilt desinfecteren uit elkaar.
- Spoel alle onderdelen in koud, schoon water (circa 20 °C) en maak ze schoon in warm zeepwater (circa 30 °C). Spoel opnieuw met koud, schoon water (zie afbeelding 1).
- Voeg 60 ml water toe aan de zak (zie afbeelding 2).

 **Gebruik niet minder dan 60 ml water. Als je minder water gebruikt, krimpen de onderdelen mogelijk.**

- Doe de onderdelen die je wilt desinfecteren in de zak (afbeelding 3)

 **Doe de zak niet te vol.**

 **De slang niet in de magnetronzak desinfecteren. De slang raakt dan mogelijk vervormd.**

Eén zak is groot genoeg voor bijvoorbeeld:

- één borstschild/connector/vacuümklep met membraan en een flesje met dop of spen;
- twee borstschilden/connectoren/vacuümkleppen met membraan;
- twee moedermelkflesjes (150 ml) met doppen/spenen;
- twee moedermelkflesjes (250 ml) met doppen/spenen.

- Sluit de zak goed af (afbeelding 4).
- Leg de afgesloten zak in de magnetron. Leg de zak in het midden van het draaiplateau.


 **Zorg ervoor dat de zak stevig rechtop staat en vrij in de magnetron kan draaien.**

NB: De magnetron niet over een draaiplateau beschikt, draai je de zak halverwege het verwarmingsproces om.


- Verwarm de zak volgens onderstaande verwarmingstijden.

Verwarmingstijden:

- 1100 W+ = 1,5 minuut
- 800–1100 W = 3 minuten
- 500–750 W = 5 minuten

 **Als je langere verwarmingstijden aanhoudt dan aanbevolen, kunnen de onderdelen krimpen.**

- Neem de warme zak voorzichtig uit de magnetron (afbeelding 5). Gebruik ovenwanten of pannenlappen, aangezien zich heet water en stoom in de magnetron kan verzamelen.
- Giet eerst via het afvoergaatje het hete water uit de zak (afbeelding 6). Maak vervolgens de zak voorzichtig open.


 **Wees voorzichtig als je de zak uit de magnetron neemt en de zak opent. Er kan heet water of stoom ontsnappen (hier kun je je aan branden).**

- Neem voorzichtig alle onderdelen uit de zak. Droog elk onderdeel af met een schone doek (afbeelding 7). Bewaar de onderdelen die je niet direct na het reinigen gebruikt in een schone zip-lock zak of een bak met deksel. Je kunt de onderdelen ook in schoon papier of in een schone doek wikkelen.
- Je kunt de zak maximaal 20 keer gebruiken. Je kunt bijhouden hoe vaak je de zak hebt gebruikt aan de hand van de genummerde vakjes op de zak (afbeelding 8). Zet na elk gebruik een vinkje in het volgende vakje.

Materiaal: polypropyleen (PP).

Afvoeren: volgens lokale voorschriften.

medela



ES
Manual del usuario: Quick Clean™ Bolsas para microondas

Uso previsto

Las bolsas esterilizadoras para microondas de Medela son un sistema práctico para desinfectar los equipos de extracción de leche de uso personal y los accesorios de lactancia de forma rápida y segura. La bolsa puede utilizarse hasta 20 veces.

Información importante en materia de seguridad

- La bolsa para microondas Quick Clean está prevista para utilizarse únicamente con plásticos aptos para microondas.
- No coloque la bolsa en un horno convencional o un gratinador.
- No coloque la bolsa sobre la parrilla metálica que viene con algunos hornos microondas.
- Siga las instrucciones de uso de su horno microondas.

Limpeza e higiene

- Limpie las piezas inmediatamente después de su uso para evitar que se sequen los restos de leche y para prevenir el desarrollo de bacterias.
- Use agua potable para cualquiera de las siguientes operaciones de limpieza.
- Siga estas instrucciones de limpieza.

Nota: El tratamiento con vapor podría decolorar las piezas que se van a limpiar, pero ello no afecta a su funcionamiento.

Modo de empleo

- Desmonte los elementos que desee desinfectar en piezas individuales.
- Enjuague bien todas las piezas con agua limpia y fría (aprox. 20 °C) y, a continuación, límpielas con agua jabonosa caliente (aprox. 30 °C). Vuelva a enjuagar con agua limpia y fría (consulte la figura 1).
- Añada 60 ml de agua a la bolsa (consulte la figura 2).

- ⚠

No utilice menos de 60 ml de agua. Si utiliza menos agua, las piezas podrían encoger.

- Coloque las piezas que desea desinfectar dentro de la bolsa (figura 3).

- ⚠

No sobrecargue la bolsa.

- ⚠

No desinfecte el tubo en la bolsa para microondas, ya que se podría deformar.

| |
|--|
| Una bolsa puede contener (ejemplos): |
| <ul style="list-style-type: none">Un embudo/conector/conjunto de válvula-membrana, así como un biberón con tapa o tetina; Dos embudos/conectores/conjuntos de válvula-membrana; Dos biberones de leche materna de 150 ml y tapas/tetinas; Dos biberones de leche materna de 250 ml y tapas/tetinas. |

- Cierre bien la bolsa (figura 4).
- Coloque la bolsa bien cerrada en el microondas. Sitúe la bolsa en el centro del plato.

- ⚠

Asegúrese de que la bolsa esté bien apoyada sobre la base y gire correctamente en el microondas.

Nota: Si su microondas no dispone de plato, gire la bolsa a mitad del proceso de calentamiento.

- Caliente la bolsa según los tiempos de calentamiento que se indican a continuación.

| |
|----------------------------------|
| Tiempos de calentamiento: |
| • + 1100 W = 1,5 minutos |
| • 800–1100 W = 3 minutos |
| • 500–750 W = 5 minutos |

- ⚠

Si el calentamiento supera el tiempo recomendado, las piezas podrían encoger.

- Saque la bolsa caliente del microondas con cuidado (figura 5). Utilice guantes o agarraderas para horno, ya que en el horno se puede acumular vapor o agua muy caliente.
- En primer lugar, retire el agua caliente de la bolsa vaciándola por el pico de vaciado (figura 6). A continuación, abra la bolsa con cuidado.

- ⚠

Preste atención cuando saque la bolsa del microondas o la abra. Podría salir vapor o agua muy caliente (riesgo de quemaduras).

- Con cuidado, extraiga todas las piezas de la bolsa. Seque todas las piezas con un paño limpio (figura 7). Coloque las piezas que no va a utilizar inmediatamente después de su limpieza en una bolsa limpia con autocierre o en un recipiente con tapa. También puede envolver las piezas con papel limpio o un paño limpio.
- La bolsa puede utilizarse 20 veces como máximo. Para llevar un seguimiento del número de veces que ha utilizado la bolsa, esta dispone de casillas numeradas (figura 8). Marque una casilla después de cada uso.

Material: polipropileno (PP).

Eliminación: según reglamentación local.

PT
Manual do utilizador: Quick Clean™ Sacos para micro-ondas

Finalidade

Os sacos para micro-ondas da Medela são uma forma prática de desinfectar rápida e seguramente o seu equipamento de extração e acessórios de amamentação. Pode utilizar o saco até 20 vezes.

Informações de segurança importantes

- O saco para micro-ondas Quick Clean destina-se apenas a ser utilizado com plásticos seguros para micro-ondas.
- Não coloque o saco em fornos convencionais ou grelhadores.
- Não coloque o saco sobre a grelha metálica que faz parte de alguns micro-ondas.
- Siga as instruções de utilização do seu micro-ondas.

Limpeza e higiene

- Lave as peças imediatamente após a sua utilização para evitar a secagem de resíduos de leite e para prevenir o desenvolvimento de bactérias.

- Utilize água potável para qualquer dos processos de limpeza seguintes.
- Respeite estas instruções de limpeza.

Nota: O tratamento por vapor pode causar a descoloração das peças tratadas. Isso não afeta o seu desempenho.

Como utilizar

- Desmonte os itens que pretende desinfectar nas suas peças individuais.
- Passes escrupulosamente todas as peças por água fria e limpa (cerca de 20 °C) e limpe-as com água morna com sabão (cerca de 30 °C). Enxague novamente com água limpa e fria (ver Figura 1).
- Adicione 60 ml de água ao saco (ver Figura 2).

- ⚠

Não utilize menos de 60 ml de água. Utilizar menos água poderá fazer com que as peças encolham.

- Coloque as peças a serem desinfectadas no saco (Figura 3).

- ⚠

Não encha demasiado o saco.

- ⚠

Não desinfecte o tubo no saco para micro-ondas, dado que fazê-lo pode causar deformações.

| |
|---|
| Um saco pode conter (alguns exemplos): |
| <ul style="list-style-type: none">Um conjunto de funil/conector/válvula-membrana, bem como um frasco com tampa ou tetina; Dois conjuntos de funil/conector/válvula-membrana; Dois frascos para leite materno de 150 ml e respetivas tampas/tetinas; Dois frascos para leite materno de 250 ml e respetivas tampas/tetinas. |

- Vede firmemente o saco (Figura 4).
- Coloque o saco bem vedado no micro-ondas. Coloque o saco no centro da plataforma giratória.

- ⚠

Certifique-se de que o saco fica na vertical e seguro, e que pode rodar livremente no micro-ondas.

Nota: Caso o seu micro-ondas não possua uma plataforma giratória, volte o saco a meio do processo de aquecimento.

- Aqueça o saco de acordo com os tempos de aquecimento indicados em baixo.

| |
|-------------------------------|
| Tempos de aquecimento: |
| • 1100W+ = 1,5 minutos |
| • 800–1100W = 3 minutos |
| • 500–750W = 5 minutos |

- ⚠

Aquecer durante mais tempo que o recomendado poderá fazer encolher as peças.

- Retire cuidadosamente o saco quente do micro-ondas (Figura 5). Utilize pegas de cozinha ou luvas de forno, dado que poderá ocorrer acumulação de água e vapor quente no interior do micro-ondas.
- Primeiro, retire a água quente do saco, vertendo-a pelo bico de descarga (Figura 6). De seguida, abra cuidadosamente o saco.

- ⚠

Tenha cuidado ao retirar o saco do micro-ondas e ao abrir o saco. Poderá ocorrer a libertação de água ou vapor quente (perigo de queimaduras)

- Retire cuidadosamente todas as peças do interior do saco. Seque cada peça com uma toalha limpa (Figura 7). Coloque as peças que não irá utilizar imediatamente num saco limpo com fecho de correr, ou guarde-as num recipiente com tampa. Alternativamente, embrulhe as peças numa toalha de pano ou papel limpo.
- Pode utilizar o saco, no máximo, 20 vezes. Para que se consiga lembrar do número de vezes que utilizou o saco, este apresenta um quadro numerado (Figura 8). Marque no quadro com um X o número de utilização que corresponde.

Material: Polipropileno (PP).

Eliminação: Conforme regulamentação local.

EL
Εγχειρίδιο Χρήστη: Quick Clean™ Σακούλακια για φούρνο μικροκυμάτων

Χρήση για την οποία προορίζεται

Τα σακούλακια για φούρνο μικροκυμάτων της Medela είναι ένας εύχρηστος τρόπος για να απολυμάνετε τον εξοπλισμό άντλησης και τα παρελκόμενα θηλασμού που χρησιμοποιείτε, γρήγορα και με ασφάλεια. Κάθε σακούλακι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και 20 φορές.

Σημαντικές πληροφορίες περί ασφαλείας

- Το σακούλακι Quick Clean για φούρνο μικροκυμάτων προορίζεται για την απολύμανση αποκλειστικά πλαστικών ειδών κατάλληλων για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.
- Μην τοποθετείτε το σακούλακι σε κοινό φούρνο ή γκριλ.
- Μην τοποθετείτε το σακούλακι στο μεταλλικό γκριλ που υπάρχει σε κάποιους φούρνους μικροκυμάτων.
- Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του φούρνου μικροκυμάτων που χρησιμοποιείτε.

Καθαρισμός και υγιεινή

- Καθαρίζετε όλα τα μέρη αμέσως μετά τη χρήση, προκειμένου να μην στεγνώσουν τα υπολείμματα γάλακτος και για να εμποδισετε την ανάπτυξη βακτηριδίων.
- Χρησιμοποιείτε πόσιμο νερό για όλη τις διαδικασίες καθαρισμού που ακολουθούν.
- Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες καθαρισμού.
- Σημείωση:** Η επεξεργασία με ατμό μπορεί να προκαλέσει χρωματική αλλοίωση των καθαριζόμενων μερών. Το γεγονός αυτό, όμως, δεν συνεπάγεται μείωση της απόδοσης.

Τρόπος χρήσης

- Αποσυναρμολογήστε τα μέρη που θέλετε να απολυμάνετε στα επιμέρους εξαρτήματά τους.
- Ξεβγάτε σχολαστικά όλα τα μέρη με κρύο, καθαρό νερό (θερμοκρασία 20 °C περίπου). Κατόπιν, καθαρίστε τα με χλιαρό σαπούνιόνερο (θερμοκρασίας 30 °C περίπου). Ξεβγάτε ξανά με κρύο, καθαρό νερό (βλ. Εικόνα 1).
- Προσθέστε 60 ml νερό στο σακούλακι (βλ. εικόνα 2)

- ⚠

Μην προσθέσετε λιγότερα από 60 ml νερό. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί υπερκίωση των μερών.

- Τοποθετήστε όλα τα προς απολύμανση μέρη μέσα στο σακούλακι (βλ. Εικόνα 3).

- ⚠

Μην παραγεμίσετε το σακούλακι.

- ⚠

Μην απολυμάνετε σωληνώσεις στο σακούλακι για φούρνο μικροκυμάτων, διότι μπορεί να υποστούν παραμόρφωση.

| |
|---|
| Ένα σακούλακι χωρά (μερικά παραδείγματα): |
| <ul style="list-style-type: none">Ένα σετ χρόνης/αυθεντικού/βαλβίδας/μεμβράνης, μαζί με μία φιάλη με το καπάκι ή την πιπίλα της. Δύο σετ χρόνης/αυθεντικού/βαλβίδας/μεμβράνης. Δύο φιάλες μητρικού γάλακτος των 150 ml, μαζί με τα καπάκια ή/και τις πιπίλες τους. Δύο φιάλες μητρικού γάλακτος των 250 ml, μαζί με τα καπάκια ή/και τις πιπίλες τους. |

- Σφραγίστε ερμητικά το σακούλακι (βλ. Εικόνα 4).
- Τοποθετήστε το ερμητικά σφραγισμένο σακούλακι στο φούρνο μικροκυμάτων. Τοποθετήστε το σακούλακι στο κέντρο του μικρορεφόμενου δίσκου.

- ⚠

Βεβαιωθείτε ότι το σακούλακι στέκεται όρθιος με ασφάλεια και μπορεί να περιστραφεί ελεύθερα μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων.

Σημείωση: Εάν ο δικός σας φούρνος μικροκυμάτων δεν έχει περιστρεφόμενο δίσκο, γυρίστε το σακούλακι κατά 180° στη μέση της διεργασίας θέρμανσης.

- Θερμάνετε το σακούλακι, σύμφωνα με τους χρόνους θέρμανσης που αναφέρονται παρακάτω.

| |
|------------------------------|
| Χρόνοι θέρμανσης: |
| • 1100 W και άνω = 1,5 λεπτό |
| • 800–1100 W = 3 λεπτά |
| • 500–750 W = 5 λεπτά |

- ⚠

Τυχόν θέρμανση για χρόνο μεγαλύτερο του συνιστώμενου μπορεί να προκαλέσει υπερκίωση των μερών.

- Βγάτε προσεκτικά το ζεστό σακούλακι από το φούρνο μικροκυμάτων (βλ. Εικόνα 5). Χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου ή αντιθερμικά πατάκια, διότι μπορεί να έχει συγκεντρωθεί καυτό νερό ή ατμός μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων.
- Πρώτα, αφαιρέστε το καυτό νερό από το σακούλακι, χύνοντάς το από το ειδικό στόμιο (βλ. Εικόνα 6). Κατόπιν, ανοίξτε προσεκτικά το σακούλακι.

- ⚠

Προσέχετε καθώς βγάτε το σακούλακι από το φούρνο μικροκυμάτων ή ανοίγετε το σακούλακι. Μπορεί να διαφύγει καυτό νερό ή ατμός (κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων).

- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα μέρη από το σακούλακι. Στεγνώστε όλα τα μέρη με μια καθαρή πετσέτα (βλ. Εικόνα 7). Τοποθετήστε όσα μέρη δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε αμέσως μετά τον καθαρισμό σε μια καθαρή θήκη με φερμουάρ ή σε δοχείο με καπάκι. Εναλλακτικά, τυλίξτε τα σε καθαρό χαρτί κουζίνας ή καθαρό ύφασμα.
- Κάθε σακούλακι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 20 φορές το πολύ. Για να παρακολουθείτε τον αριθμό χρήσεων από κάθε σακούλακι, υπάρχουν τυπωμένα αριθμημένα κουτάκια πάνω στο σακούλακι (βλ. Εικόνα 8). Επιλέγете ένα κουτάκι με έναν μαρκαδόρο, μετά από κάθε χρήση.

Υλικό κατασκευής: Πολυπροπυλένιο (PP).

Απόρριψη: Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

HE
מדריך למשתמש: Quick Clean™ שקיות למיקרוגל

שימוש מיועך

השקיות למיקרוגל של Medela מאפשרות לך לחטא באופן בטוחי, בקלות ובמהירות את איברי ההנקה וחלקי המשאבה שנועדו לשימוש אישי. ניתן להשתמש בשקית עד 20 פעם.

מידע בטיחות חשוב

- השקית למיקרוגל Quick Clean נועדה לשימוש אך ורק עם מוצרי פלסטיק עמידים במיקרוגל.
- איך להניח את השקית בתנור רגיל או בוסטר אובן.
- איך להניח את השקית על גוף החימום (גריל) שכלול בתנורי מיקרוגל מסוימים.
- יש לפעול בהתאם להוראות השימוש של תנור המיקרוגל.

בקוי והיגיינה

- בקי את החלקים מיד לאחר השימוש כדי למנוע התייבשות שאריות חלב והתרבות חיידקים.
- השתמשי במים באיכות של מי שתייה לכל אחד מתהליכי הניקוי הבאים.
- פעלי בהתאם להוראות ניקוי אלה.

הערה: חיטוי באדים עלול לגרום לדהיית הצבע של החלקים. הדבר לא ישפיע על הביצועים.

כיצד להשתמש

- פרקי לחלקים נפרדים את הפריטים שברצונך לחטא.
- שטפי ביסודיות את החלקים במים קרים בקיים (כ-20°C), לאחר מכן בקי אותם באמצעות מי מבון חמימים (כ-30°C). שטפי שוב במים קרים בקיים (ראי אור 1).
- הוסיפי לשקית 60 מ"ל מים (ראי אזור 2).

- ⚠

אל תשתמשי בכחות ח-60 מ"ל מים. שימוש בכחות מים עלול לגרום להתכווצות החלקים.

- הניחי את החלקים המיועדים לחיטוי בתוך השקית (אזור 3).

- ⚠

אל תמלאי את השקית יתר על המידה.

- ⚠

איך לחטא את הצינורות בשקית למיקרוגל כיוון שהדבר עלול לגרום לעיוות הצינורות.

| |
|---|
| קיבולת של שקית אחת (מספר דוגמאות): |
| <ul style="list-style-type: none">מכלול שסתום-ממברנה/ראש שאיבה/מחבר אחד, ובנוסף בקבוק עם מכסה או פסטה; שני מכלולי שסתום-ממברנה/ראש שאיבה/מחבר; שני בקבוקי חלב אם בנפח 150 מ"ל ומכסים/פסמות; שני בקבוקי חלב אם בנפח 250 מ"ל ומכסים/פסמות. |

- אסמי היטב את השקית (אזור 4).
- הכניסי את השקית האטומה היטב למיקרוגל. הניחי את השקית במרכז הצלחת המסתובבת.

- ⚠

ודא שהשקית עומדת בבטחה ויכולה להסתובב בחופשיות במיקרוגל.

הערה: אם המיקרוגל אינו כולל צלחת מסתובבת, הפכי את השקית באמצע תהליך החימום.

- חממי את השקית בהתאם לזמני החימום הלקן.

| |
|----------------------|
| זמני חימום: |
| • 1100W+ = 1.5 דקות |
| • 800-1100W = 3 דקות |
| • 500-750W = 5 דקות |

- ⚠

חימום למשך זמן ארוך יותר מהמומלץ עלול לגרום לכיווץ החלקים.
- הוציא בזהירות את השקית החמה מהמיקרוגל (אזור 5). השתמש בכפופות מטבח, מכיוון שבתוך התנור עשויים להצטבר מים חמים ואדים.
- רוקני תחילה את המים החמים מוהשקית על ידי שפיכתם דרך פתח הניקוד (אזור 6). לאחר מכן פתחי בזהירות את השקית.

- ⚠

נקטי בזהירות בעת הוצאת השקית מהמיקרוגל או פתיחת השקית. פעולות אלה עשויות לשחרר מים חמים או אדים (סכנת כווייה).

- הוציא בזהירות את כל החלקים מהשקית. בישי כל חלק בעזרת מגבת נקייה (אזור 7). הכניסי לשקית הניתנת לסריגה ברכיסה או אחטני במיכל עם מכסה את החלקים שבהם אינך מתכוונת להשתמש מיד. לחלופין, עטפי את החלקים בנייר נקי או במטלית נקייה.

- ניתן להשתמש בשקית עד 02 פעם לכל היותר. כדי לעקוב אחר מספר הפעמים שבחן השתמש בשקית, על השקית מודפסות תיבות ממוספרות (אזור 8). סמני תיבה לאחר כל שימוש.

חומר: פוליפרופין (PP).

השלכה לאשפה: בהתאם לתקנות המקומיות.

| |
|--|
| <div><div></div><div>FR</div></div> <div><div>👤</div><div>📄</div></div> <div><div>🗑️</div><div></div></div> |
|--|

| |
|---|
| <div> <div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> </div> <div> <div>EU Representative:</div> <div>Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG</div> <div>Georg-Kollmannsberger-Str. 2</div> <div>85386 Eching, Germany</div> <div>www.medela.com/support</div> </div> |
|---|

| |
|---|
| <div> <div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> </div> <div> <div>Medela UK Ltd</div> <div>Unit 3 Huntsman Drive</div> <div>Northbank Industrial Park</div> <div>Irlam</div> <div>Manchester M44 5EG</div> <div>United Kingdom</div> <div>www.medela.com/support</div> </div> |
|---|

| |
|--|
| <div> <div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> </div> <div> <div>International Sales</div> <div>Medela AG</div> <div>Lättichstrasse 4b</div> <div>6340 Baar, Switzerland</div> <div>Phone +41 41 562 51 51</div> <div>www.medela.com</div> </div> |
|--|