

BD Saf-T-Intima ref 383318
DASC – dispositif d'accès sous-cutané – Adulte*



Une seule voie, sans Y

Définition	Dispositif d'accès sous-cutané pour administrer des médicaments de façon intermittente par voie sous-cutanée.
Indication/But	Est indiqué en vue de soulager le confort, pour diminuer le nombre d'injections sous-cutanées à l'aide d'une aiguille, chez un usager recevant des médicaments de manière répétée et prolongée. Ne pas utiliser pour des médicaments requérant une rotation des sites (ex. antithrombotiques, anticoagulants, insuline, etc.) Ne pas utiliser sur des sites œdématisés, avec cicatrice, avec hématome ou avec atteinte à l'intégrité de la peau.
Asepsie	Tampon de Chlorhexidine 0,5% et alcool 70%.
Pansement/ dispositif de fixation	Pellicule adhésive transparente 6 par 7 cm.
Sites	Effectuer la rotation des sites à la réinstallation.
Outils	Voir MSI <ul style="list-style-type: none"> - Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval - Administration d'une solution à l'aide d'un cathéter sous-cutané en mode intermittent - MSI Insertion et retrait d'un dispositif d'accès sous-cutané (DASC)
Bouchon	Le bouchon peut être remplacé pour un bouchon auquel le vide d'air a été préalablement fait.
Retrait	À effectuer aux 7 jours ou s'il y a présence de rougeur, chaleur, douleur, induration, œdème, signe d'infection ou de problème de perméabilité. À effectuer si le DASC n'est plus nécessaire.
Particularités	<ul style="list-style-type: none"> - Bien identifier la date changement, le nom de médicament et sa concentration sur le DASC. - Utiliser un seul médicament de même concentration pour chaque DASC. - Le vide d'air de la tubulure n'est pas requis avant l'installation. Une fois le DASC installé, il faut faire le vide d'air de 0,3 ml. - Pour la voie sous-cutanée seulement, retirer si présence de sang dans la tubulure.
Surveillance	Le site d'insertion doit être évalué minimalement q 8h. Évaluer si présence de signes d'infection, perméabilité, rougeur, œdème, chaleur, douleur, induration, etc.

* Ne pas utiliser pour clientèle non adulte.

Élaboré par Rachel Charles, conseillère clinique soins palliatifs, janvier 2023.

Références : Consultation CISSS de l'île de Montréal, manuel d'utilisation du produit.