

PILBOX®
pour bien suivre mon traitement !

🏠 > Piluliers semainiers >

PILBOX 7 Référence 94101-FR-RELIFT-VP

Le pilulier dynamique de grande contenance, simple d'utilisation



FICHE TECHNIQUE

Nombre de cases par modules 4

EN SAVOIR PLUS

Le Pilbox Seven est un pilulier semainier de grande contenance pratique et intuitif !

Chaque module se range à un endroit précis afin de mettre à disposition le bon jour de la semaine en avant.

Idéal pour suivre votre traitement à domicile.

Utilisations

- **Traitement** : pathologies croisées avec de nombreux médicaments à prendre plusieurs fois par jour.
- **Profil** : personnes polymédiquées sédentaires ou mobiles. Les modules amovibles permettent d'emporter le traitement sur une journée.

Avantages

- **Facile à utiliser** : en retirant le module du bas, prenez vos médicaments et rangez le module sur le dessus. Le module du jour est ainsi prêt à l'emploi !
- **Cases spacieuses** : vous pouvez ranger un grand nombre de gélules ou comprimés.
- **Accroche murale possible** : pour prendre moins de place et rester toujours à disposition.

Caractéristiques

- **Pilulier semainier** : 7 modules indépendants avec 4 grandes cases par module (matin, midi, soir, nuit). Chaque case peut contenir jusqu'à 15 gélules de taille standard.
- **Module journalier amovible** : emportez votre traitement sur une journée.
- **Système de fermeture « spécial voyage »** : votre pilulier reste fermé pour éviter que les médicaments ne s'échappent.
- **Système de fermeture « sécurité »** : dans le cas où l'aidant s'occupe d'une personne dépendante, le verrouillage du pilulier lui permet de contrôler les prises de la personne et s'assurer qu'elle ne prenne pas seule ses médicaments.
- **Facile à utiliser, sécurité jour/nuit** : la tirette de chaque module coulisse dans les 2 sens afin de garantir une prise, en toute sécurité, des médicaments de jour et des médicaments de nuit (souvent des somnifères). Sens d'ouverture jour vers la droite : la tirette s'ouvre sur 3 cases « matin, midi, soir » et se bloque. Sens d'ouverture nuit vers la gauche : la tirette s'ouvre sur une case « nuit » et se bloque.
- **Adapté aux personnes malvoyantes** : repères sensoriels et visuels pour indiquer chaque prise.
- **Dimensions** :
 - Pilulier semainier : hauteur 15 cm x largeur 13 cm x épaisseur 5 cm
 - Module journalier : hauteur 13 cm x largeur 4 cm x épaisseur 2 cm
 - Case : hauteur 3 cm x largeur 3,7 x profondeur 2 cm
- Garantie 1 an