



[Fiche technique]

## Coussin hémostatique Coupe Hémio + 10 cm

Réf. 304099

### Kit hémostatique non stérile 1 partie.

Pansement absorbant cousu avec le coussin sur la bande élastique.

Prêt à l'emploi.

Equipé d'une partie non élastique placée entre les 2 parties élastiques afin d'éviter un serrement trop important (effet garrot).

Doté d'un emballage scellé et solide.

Livré avec une paire de gants afin d'éviter tout risque de contamination.

Etiquette prévue pour indiquer l'heure de pose.

Coussin 10 cm.

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	Longueur totale 123 cm. Coussin 10 cm
<b>Utilisation</b>	Usage unique
<b>Stérile</b>	Non Stérile
<b>Matière</b>	Mousse en polyéther Elastique en élastodiène non tissé avec velcro Paire de gants en vinyle
<b>Unité de vente</b>	Emballage individuel sous film PEBD 100µ.
<b>Instructions d'utilisation</b>	Ne pas utiliser si l'emballage est altéré avant utilisation. Une exposition à la lumière et la chaleur provoque un vieillissement de la mousse (elle peut devenir marron) ne garantissant plus sa capacité d'absorption. Utiliser un autre coussin hémostatique si la mousse est jaunie. Le coussin hémostatique est un dispositif médical qui doit être donc traité comme un déchet de soin. Si la date limite d'utilisation est dépassée, ne pas utiliser ce dispositif car les éléments peuvent être moins performants. Si le dispositif est défectueux, utiliser un autre coussin.
<b>Classification</b>	Dispositif médical de Classe 1

## Références

**Réf. 304099** Coussin hémostatique Coupe Hémo + 10 cm


## Photos



Coussin hémostatique Coupe hémo



Coussin hémostatique Coupe hémo



Coussin hémostatique Coupe hémo



Coussin hémostatique Coupe hémo



Coussin hémostatique Coupe hémo



Coussin hémostatique Coupe hémo