

Coussin forme « bouée »

Références	Désignations
02.2401	Coussin forme « bouée »
02.2402	Housse de recharge en jersey 100% coton



Poids supporté
Mini : 40 kg – Maxi : 80 kg

Indications :

- Préconisé pour les suites d'une épisiotomie, éviter la formation d'escarres, les problèmes d'hémorroïdes.
- Décharge le poids du corps au niveau du périnée.

Dimensions :

- Diamètre 44 cm, hauteur 7 cm.
- Evidement central rond de 14 cm de diamètre.

Composition :

- Mousse viscoélastique
- Housse en jersey 100% coton.

Entretien :

- Mousse : Eponge et eau savonneuse. Nettoyage : vapeur saturante sans ajout de formol. La housse ne doit être remplacée qu'une fois la mousse parfaitement sèche.
- Housse en jersey :



Tout incident grave avec ce dispositif médical doit faire l'objet d'une remontée au fabricant et à l'autorité compétente du pays où le patient est établi.

Stockage :



Elimination du produit :

Le dispositif médical abîmé ou défectueux ne peut être jeté dans la nature et doit être déposé en déchetterie.

Garantie :

Le dispositif est garanti 2 ans dans des conditions normales d'utilisation, à partir de sa date d'achat.

