

DRAP DE TRANSFERT DOMICILE

RÉFÉRENCES :
MAD130 / MAD200



Le drap de transfert ALESOLI® est indispensable pour rehausser ou mobiliser confortablement un patient atone au domicile.

Inséré sous le patient, l'effet de glisse allège la charge de travail des soignants et contribue à la prévention des escarres. ALESOLI® s'utilise sur tous types de couchages.

Associé à la sangle POULIE® ou au coussin ESCABOLI®, il permet de solliciter les capacités résiduelles du patient.



LES + PRODUIT

La large surface de glisse des draps ALESOLI® est la plus adaptée à la mobilisation au lit (130 x 90 cm).

Il contribue à la prévention des escarres en évitant les cisaillements.


Le drap de transfert ALESOLI® permet de prévenir les lombalgies en allégeant de 60% l'effort des soignants.

Disponible en plusieurs tailles.

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE

REF	Désignation	Dimensions Surface	Poids	Charge max.
MAD130 N° Identification UDI : 03760311370052	Drap de rehaussement domicile ALESOLI®	130 x 90 cm 1,17 m ²	200 g	300 kg
MAD200 N° Identification UDI : 03760311371110	Drap de rehaussement domicile ALESOLI®	200 x 120 cm 2,40 m ²	250 g	300 kg



PRODUIT :	ALESOLI®
DESCRIPTION COURTE :	DRAP DE TRANSFERT DOMICILE
RÉFÉRENCES :	VOIR TABLEAU REF
DATE DE MISE À JOUR :	17/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	VOIR TABLEAU REF
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	VOIR TABLEAU REF
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	ROYAUME-UNI

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Manutention manuelle par une tierce personne pour les sujets présentant une incapacité de rehaussement ou de mobilisation en position allongée. S'utilise avec l'étiquette à l'extérieur. Doit être placé sous le patient : sous les fesses, les épaules et la tête.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Après utilisation, le drap ALESOLI® ne doit pas rester ni sur le sol, ni dans le lit. Ne pas approcher d'une flamme ou d'une source de chaleur importante. Ne pas laisser un patient seul sur le drap. Non approprié pour un usage en collectivité.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. Le procédé de lavage suivant doit être utilisé : <ul style="list-style-type: none"> • Lavage à 60° en machine. • Séchage prohibé. • Lavage à la main, trempage et essuyage.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Polyester avec enduction silicone.
CONDITIONNEMENT :	1 sachet contenant 1 drap de transfert ALESOLI® et sa fiche technique.
COULEUR :	Vert anis.