

## **ErniaBoxer slip-boxer pour réduire les hernies inguinales avec pelotes goural (version corrigée)**

Slip-Boxer de pression forte avec bandage herniaire intégré pour réduire les hernies inguinales. Pour les ventres ronds-non flasques : privilégier la taille basse. Très efficace confortable



**Marque :** wellness

**Référence :** 655-655B

**Prix :** 94.74 €

### **Options disponibles :**

*Hauteur :* Haute, Basse

*Taille :* Small, Medium, Large, XLarge, 2XLarge

*Pelote plate goural type I :* sans, droit (+ 16.02 €), gauche (+ 16.02 €), des 2 côtés (+ 32.04 €)

*Pelote anato goural type II :* sans, droit (+ 24.80 €), gauche (+ 24.80 €), des 2 côtés (+ 49.60 €)

*Pelote anato goural type III :* sans, droit (+ 16.02 €), gauche (+ 16.02 €), Des 2 côtés (+ 32.04 €)

### **Critères associés :**

*Inclus dans votre colis :* FACTURE PORT INCLUS (pour Mutuelle), FEUILLE DE SOINS (pour Cpam)

*Prescription médicale :* Ne pas nous l'envoyer, àagrafer à FDS, envoyer à votre caisse

*Code Lppr - base remboursement :* 201A00.23 - 33,72 €, 201A06.3 - 11,89 €

*Comment essayer :* Dépositaires agréés ou goural.fr, Centre d'essais goural Poupas (82) près de Montauban/Toulouse

*Distributeurs :* Faire une mise en place : Appelez-nous au 06 64 81 25 90, Commande ponctuelle, inscrivez-vous comme pro

*Localisation :* Inguinal

*Indications médicales :* Hernie inguinale réductible

*Contre-indications :* Cuisses fines/maigres, Hernies irréductibles

*Profil :* Homme

*Morphologie :* Cuisse normalement musclée


*Tissu/Matière :* nano feel

*Ouverture :* A enfiler, Passage de verge pour uriner

*Mode d'action :* Maintien, Pression forte

*Effet thérapeutique :* Cicatrisation, Prévention primaire, Prévention secondaire, Réduction, Antalgie

### **Mesures et tailles**

	S	M	L	XL	XXL
 cm	71 - 82	82 - 94	94 - 105	105 - 117	117-130

Entre-deux tailles, choisir la plus grande.

La taille basse est 5 cm moins haute que la taille haute.


Modèle taille basse Erniablock [650](#) conseillé pour les personnes ayant du ventre (rond tonique).

Convient aux cuisses fines, mais pas aux cuisses maigres choisir impérativement [648](#)

Comment choisir votre pelote goural pour maintenir votre hernie réduite ?

- Si vous devez appuyer votre main très légèrement, ou en post-op, choisir la pelote goural type I (plate, 9 mm d'épaisseur)

- Si vous devez appuyer votre main légèrement à modérément, choisir la pelote goural type II (anatomique, 28 mm d'épaisseur)



Forme inguinale (plongeante) ou inguino (-pré-scrotale ou -supra-scrotale) type III :



**ErniaBoxer boxer pour réduire les hernies inguinales**









goural



goural







### **Indications médicales**

**ErniaBoxer slip-boxer pour réduire les hernies inguinales avec pelotes gourdes (version corrigée).**

Le **Boxer de contention** des hernies sert de dispositif de contention et de soutien de la paroi abdominale pour éviter la flaccidité et/ou le relâchement des tissus et pour contenir les hernies inguinales réductibles.

Offrant une surface de contention large, souple et flexible, ErniaBoxer est indiqué pour le confinement des hernies inguinales et postopératoires, la prévention du relâchement des tissus abdominaux, et le soutien pendant les activités sportives et les activités professionnelles fatigantes.

Pour les meilleurs résultats de la fonctionnalité dynamique n'est pas exercé une action de compression, mais de soutien : les structures sont formées dans une ligne oblique par rapport à la taille, résultant en étant bas à l'avant et haut à l'arrière. Les tissus utilisés sont caractérisés par une force de contraction élastique contrôlée et autostabilisée, grâce à un système unique de traitement du tissu.

Préparé pour l'utilisation optionnelle de coussinets façonnés et anatomiques, qui exercent une force de contention plus décisive en présence de hernies inguinales réductibles.

En tissu Nanofeel, caractérisé par le maintien d'une grande hygiène et d'une haute tolérance, même en cas d'utilisation prolongée, avec une forte activité antibactérienne et la prévention des odeurs.

## **Video**