

## 1 - MODE D'EMPLOI

- Contenance des hernies inguinales (prééquipé pour l'utilisation des coussinets en option #OT6)\* et postopératoires
- Indiqué après une intervention chirurgicale pour prévenir la relaxation des tissus abdominaux
- En tant que soutien pendant les activités sportives et professionnelles
- Choisir soigneusement le modèle le plus adapté, en hauteur et en force élastique, selon votre cas pour obtenir une fonctionnalité maximale

## 2 - CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS SECONDAIRES

- L'indication à l'usage du personnel médical spécialisé est requise
- Ne pas porter le slip en présence de hernies étranglées et/ou emprisonnées ou dans tous les cas avec un degré avancé d'inflammation ou irréductibles
- Veiller à exclure les organes génitaux de la zone de contenance.

Comme il s'agit d'un produit NON INVASIF, composé principalement de matériaux non allergiques, aucun effet secondaire de quelque nature que ce soit n'a jamais été rapporté.

Quand il y a tout incident grave qui survient par rapport à l'utilisation du appareil, on doit informer le fabricant et l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient se trouve.

## 3 - MAINTENANCE ET STOCKAGE



Ce dispositif n'est pas biodégradable et même s'il se compose de matériau d'origine naturelle, NE PAS DISPERSER DANS L'ENVIRONNEMENT A LA FIN DE SON CYCLE DE VIE.

ÉLIMINER AVEC LES DÉCHETS SOLIDES MUNICIPAUX NORMAUX.