

Blessures, brûlures,
dermabrasions...
quand c'est chaud
pour leur peau

Pansez à
l'Hydrotherapy avec
HydroTac[®]

HARTMANN



Hydro**Therapy**,

un bain de cicatrisation pour les plaies

Une technologie innovante Aquaclear qui :

- Apaise dès son application par son effet frais ⁽¹⁾
- Active la cicatrisation pour une fermeture rapide de la plaie ⁽²⁾



Toute l'**efficacité d'un gel hydratant** au contact de la plaie ⁽³⁾



HydroTac® Comfort


le pansement absorbant adhésif prêt à poser

Pour vous, le **confort** d'un soin efficace et pratique

- Absorbe rapidement, sans macération⁽³⁾
- Support adhésif imperméable⁽³⁾

INTERFACE GEL HYDRATANTE

(~60 % eau)



FILM ADHÉSIF

- Permet la douche

MOUSSE ABSORBANTE

Pour votre patient, le **confort** d'un pansement apaisant⁽³⁾

- Imperméable⁽³⁾
- Protecteur et confortable

98 %
des patients
satisfaits du
confort⁽⁴⁾

*La douleur diminue
rapidement⁽⁷⁾*

95 %
des patients
satisfaits⁽⁴⁾

*Une sensation
fraîche et apaisante⁽¹⁾*

*«Mon patient
était content, il
a pu dormir⁽⁶⁾»*

Cas cliniques

→ Pour la brûlure de la main de Mme PC.

- Une cicatrisation rapide en 7 jours
- Une bonne mobilité et souplesse de la main

« Le pansement a permis une meilleure gestion de la douleur, un confort, une fraîcheur appréciée. L'association thérapeutique aboutit à un retour de la peau saine sans aucune cicatrice visible externe préservant l'image corporelle, faisant de l'incident, un événement du passé. »

M. Demol, infirmière libérale à Etampes

J 0



J 7



→ Pour la plaie profonde et très exsudative du doigt de Mme CM.

- Une amélioration rapide en 7 jours
- Un très bon résultat esthétique

L. Peyrard, infirmière libérale à St-Priest-en-Jarez.

J 0



J 4




J 19



L'efficacité HydroTherapy, dans une large gamme

Lorsque la peau péri-lésionnelle est saine

Brûlures, kystes pilonidaux, plaies traumatiques, plaies post-opératoires



HydroTac® Comfort

Adhésif



Remboursés LPPR*

Dimensions
cousinnet : 8 x 8 cm**
3,5 x 3,5 cm
EAN : 4049500736374
ACL : 9629805
Boîte de : 10

12,5 x 12,5 cm**
7,5 x 7,5 cm
4049500736527
9629811
10

15 x 15 cm
10 x 10 cm
4052199241364
6009579
10

20 x 20 cm
14 x 14 cm
4052199250212
6012395
10

Dimensions
cousinnet : 6,5 x 10 cm
2,5 x 6 cm
EAN : 4049500833585
ACL : 9968418
Boîte de : 10

8 x 15 cm
3 x 10 cm
4052199247304
6012399
10

10 x 20 cm
5 x 14 cm
4049500833615
9968393
10

15 x 20 cm
9 x 14 cm
4049500736701
9629828
10

10 x 30 cm
5 x 25 cm
4052199241401
6004053
10

HydroTac® Sacral



Remboursés LPPR*

Dimensions
cousinnet : 18 x 18 cm
13 x 10,6 cm
EAN : 4049500736886
ACL : 9629774
Boîte de : 10

22 x 22 cm
16 x 13,6 cm
4052199235684
6009578
10

S'adapte à toutes les localisations



* Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr. ** Existe en boîte de 16.

ne pour cicatriser toutes les plaies



Lorsque la peau péri-lésionnelle est fragile

Ulcères, escarres, radiodermites, plaies traumatiques



HydroTac®

Non-Adhésif



Remboursés LPPR*



12,5 x 12,5 cm**

EAN : 4049500737180
ACL : 9629780
Boîte de : 10



15 x 15 cm

EAN : 4052199241449
6009577
10



20 x 20 cm

EAN : 4052199250175
6012402
10



10 x 20 cm

EAN : 4052199250137
ACL : 6012394
Boîte de : 10



15 x 20 cm

EAN : 4049500737364
9629797
10

HydroTac® Concave

Pour les zones en relief



Remboursés LPPR*



18 x 18,5 cm

EAN : 4049500736824
ACL : 9629834
Boîte de : 10

— Découpable, juxtaposable —



Demandez dès maintenant
vos échantillons gratuits,
en utilisant la carte T ci-jointe
ou en remplissant
notre formulaire sur :

ech.hartmann.fr

Pour plus d'informations,
n'hésitez pas à contacter notre infirmière conseil au :

 **N° Vert 0 800 17 37 57**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou connectez-vous sur www.hartmann.fr



Téléchargez gratuitement
notre application
smartphone :
«Quel pansement
pour quelle plaie ?»

En flashant ce code



Disponible sur
App Store

Disponible sur
Google play

Et lorsque la plaie doit être détergée

HydroClean® advance

Le seul pansement irrigo-absorbant du marché ^(8,10)

Remboursés LPPR*

→ nettoie exsudats et fibrine ⁽⁸⁾

→ stimule la cicatrisation ⁽⁸⁾



Ø 4 cm



Ø 5,5 cm



Ovale
4 x 8 cm



Carré 7,5 x 7,5 cm



Carré 10 x 10 cm

EAN : 4052199242668

4052199242743

4052199242705

4052199242200

4052199242330

ACL : 6004059

6004060

6004061

6004062

6004063

Boîte de : 10

10

10

10

10

Passez au programme HydroTherapy

Efficacité. Et Simplicité

1. HydroClean® advance pour déterger ⁽⁸⁾ et assainir ⁽⁹⁾ la plaie

2. HydroTac® pour accélérer la cicatrisation ⁽²⁾

DéterSION

Granulation

Épidermisation

* Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr.
Gamme HydroClean® et HydroTac® : DM de classe IIb – Fabricant : PAUL HARTMANN AG – Organisme notifié : CE 0123. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice (et/ou sur l'étiquetage). (1) Bailly C. *et al.* Utilisation d'un pansement hydrogel (Hydrosorb) dans la prévention et le traitement des radiodermites. JPC. 2008. (2) Smola H., *et al.* Hydrated polyurethane polymers increase hepatocyte growth factor bioavailability – implications for wound healing. J Invest Dermatol. 2014 134:S100. Les résultats de cette étude ne préjugent pas des résultats chez l'homme. (3) Notice HydroTac (08-2012) 06 7251 (4) Enquête observationnelle HydroTac® nouvelle formule effectuée par 43 soignants sur 79 patients (09-11 2015). Résultats correspondants au pourcentage de personnes ayant répondu. (5) Holger Kapp, Clinical performance of a hydrogel dressing in chronic wounds: a prospective application study in 81 patients basé sur Zöllner *et al.*; "Clinical performance of a hydrogel dressing in chronic wounds: a prospective observational study"; Journal of Wound Care 2007 Volume 16 No 2: 133-136. (6) Témoignage Mme S. Gostner, infirmière libérale à Jouet sur L'aubois, septembre 2015. (7) Wasiaik J, *et al.* Dressings for superficial and partial burns. Cochrane Database Syst Rev. 2013. (8) Notice d'emploi HydroClean® advance [05-2015] 35 235. (9) Mwiipatayi B.P., Angel D., Dixon P., Higgins S., Gregory G. & Sieunarine K. Clinical experiences with activated polyacrylate dressings (Tenderwet 24®). Primary Intentions 2005; 13[2]: 69-74. Les résultats de cette étude ne préjugent pas les résultats chez l'Homme. (10) Meaume S., Faure C. Les pansements de la déterSION. Journal des plaies et cicatrisations. Mars 2015. HydroClean® et HydroClean® advance ont une structure, une composition et un mode d'action identiques.
Date de création : Mai 2017. 17052017.

HARTMANN

