


Système Stop'Gliss

Stop'gliss : Empêche les patients de glisser grâce à des bandes directionnelles.



Stop'Gliss	
	Dimensions (en cm)
07.2050	45 x 47 cm

Conseil d'installation :

Placer le système Stop'Gliss directement sur l'assise du fauteuil ou sur le coussin.

Attention à bien respecter le sens : Flèche « Sens de glisse » orientée vers le fond du fauteuil et « anti-glisse » vers l'avant du fauteuil.

Composition :

- Tissu anti-glisse 100% Polyester
- Tissu unidirectionnel : 100% Polyamide
- Tissu noir : 100% Polypropylène

Entretien :



Garantie : Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat par le patient. La garantie n'est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux présentes instructions d'utilisation et d'entretien.