

Notice d'utilisation

Lisez attentivement cette notice car elle contient des informations importantes pour vous. Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez besoin d'autres informations ou de conseils, veuillez interroger votre médecin ou votre pharmacien. Si vos symptômes s'aggravent ou que vous ne constatez aucune amélioration, consultez un médecin.

HYLO LIPID®

Lubrification des yeux secs et irrités
Stabilisation du film lacrymal et soulagement des symptômes de sécheresse oculaire

Collyre stérile sans phosphate et sans agent conservateur

Qu'est-ce qu'HYLO LIPID® et dans quel cas est-il utilisé ?

HYLO LIPID® est un collyre stérile sans eau et sans agent conservateur.

HYLO LIPID® lubrifie la surface de l'œil, stabilise le film lacrymal et apaise les symptômes de la sécheresse oculaire.

Composition :

Le seul composant d'HYLO LIPID® est le perfluorohexyloctane (EyeSol®).

Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser HYLO LIPID® ?

N'utilisez pas HYLO LIPID® si vous êtes hypersensible (allergique) à son composant, le perfluorohexyloctane. Vous devez faire preuve d'une prudence particulière lors de l'utilisation d'HYLO LIPID® si vous utilisez d'autres médicaments pour les yeux de façon concomitante. En cas de traitement complémentaire avec un autre collyre, un intervalle de 30 minutes au moins doit être respecté entre les deux applications. HYLO LIPID® doit toujours être appliqué en dernier lieu. N'utilisez pas des pommades ophtalmiques pendant le traitement avec HYLO LIPID®.



Si vous portez des lentilles de contact, n'utilisez pas HYLO LIPID® car il n'existe pas de données suffisantes sur la tolérance de ce produit chez les porteurs de lentilles de contact.

Utilisation chez l'enfant et la femme enceinte et allaitante :
Étant donné qu'il n'y a pas encore de données relatives à la sécurité chez l'enfant et la femme enceinte et allaitante, il n'est pas conseillé d'utiliser HYLO LIPID®.

Comment utiliser HYLO LIPID® ?

Sauf indication contraire de votre médecin ou de votre pharmacien, instillez 1 goutte dans la paupière inférieure 4 fois par jour. Vous pouvez utiliser HYLO LIPID® quotidiennement si nécessaire.

En raison de ses propriétés particulières, HYLO LIPID® se comporte différemment des collyres traditionnels lors de son utilisation. Lisez donc attentivement ce mode d'emploi avant utilisation.

1. Lavez-vous les mains avant l'utilisation.
2. Dévissez le capuchon du flacon et retirez la bague de sécurité avant la première utilisation.
3. Évitez tout contact avec l'embout du compte-goutte après avoir retiré le capuchon.
4. **Avant de porter le flacon à votre œil**, veuillez lire d'abord les points 5 et 6 puis procédez comme indiqué.
5. Tenez le flacon ouvert avec l'embout du compte-goutte dirigé vers le haut et appuyez légèrement sur le flacon. 
6. **Avant de porter le flacon à votre œil**, retournez-le avec l'embout du compte-goutte vers le bas en maintenant la pression puis relâchez immédiatement la pression sur le flacon. De l'air pénètre dans le flacon en passant à travers le liquide. Laissez le flacon dans cette position, c'est-à-dire avec l'embout du compte-goutte dirigé vers le bas. 

7. Inclinez légèrement votre tête en arrière et tirez délicatement sur la paupière inférieure pour la décoller de l'œil, en regardant si possible légèrement vers le haut.
8. Maintenez le flacon à la verticale au-dessus de l'œil, l'embout du compte-goutte étant dirigé vers le bas. Appuyez légèrement sur le flacon et instillez une goutte dans chaque œil.
9. Lors de l'application, l'embout du compte-goutte ne doit pas être en contact avec l'œil ou les cils.
10. Afin de répartir uniformément HYLO LIPID®, fermez les yeux après l'application.
11. Après utilisation, replacez le capuchon sur le flacon pour le refermer.



HYLO LIPID® peut être utilisé pendant 6 mois après la première ouverture.

Quels sont les effets indésirables éventuels d'HYLO LIPID® ?

De rares cas d'irritations oculaires temporaires, telles que des brûlures oculaires, des démangeaisons ou des rougeurs oculaires, ont été signalés lors de l'utilisation d'HYLO LIPID®. Cela peut indiquer une réaction allergique. Si des irritations oculaires plus longues surviennent, arrêtez d'utiliser ce produit et demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Autres indications :

N'utilisez pas HYLO LIPID® si le flacon ou si l'opercule d'inviolabilité fixé sur le bouchon sont endommagés (☹). Veuillez noter la date de la première utilisation sur l'emballage.

Une fois que la date de péremption indiquée sur l'emballage est dépassée (☹), il ne faut plus utiliser HYLO LIPID®.

Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas avaler le liquide.

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C

(2°C - 25°C).

La présentation suivante est disponible :

Flacon contenant 3 ml de collyre stérile.
Echantillon gratuit contenant 1 ml de collyre stérile.
Pour faciliter sa manipulation, le collyre est contenu dans un flacon de 5 ml, qui n'est donc rempli que jusqu'à la moitié environ. Le remplissage du flacon a lieu sous vérification constante pour assurer un remplissage suffisant.

Date de la mise à jour du texte :

Mai 2019

Fabricant () :

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, Allemagne

Distributeur en France :

Laboratoires URSAPHARM S.A.S.
7, Rue Denis Papin
57200 Sarreguemines, France
Tél. : 03 87 02 06 08
Fax. : 03 87 09 77 90
E-Mail : info@ursapharm.fr
www.ursapharm.fr

 0197

Dispositif médical

STERILE	A
---------	---

Votre avis sur notre produit est important pour nous ! Nous serions ravis de recevoir vos remarques par courrier, par fax ou par Email.