



Invacare **Balnéa H160**
1522374

Poignée de bain pour faciliter le passage du rebord de baignoire, faciliter les mouvements à l'intérieur de celle-ci (Se relever/se baisser)
Fixation très simple qui s'adapte à toutes les baignoires. (Réglable de 73 à 152 mm)

Poids max.: 130 kg

Caractéristiques techniques

| | Barres Aqua | R7739 | H320/1 | Balnéa | Basica |
|-----------------------------|-------------|-------|--------|--------|--------|
| Poids (kg) | 0,3 à 0,9 | 5,5 | 0,18 | 2,5 | 2,2 |
| Poids max. utilisateur (kg) | 100 | 135 | 115 | 120 | 130 |


142111

Manuel d'utilisation

BARRES DE MAINTIEN PLASTIQUE H123, H124, H125, H126, H130 ET H320 Placer la barre d'appui à l'endroit requis et repérer l'emplacement des trous de fixation. Percer et fixer en utilisant des chevilles appropriées.

ENTRETIEN
Nettoyer régulièrement avec un produit ménager classique. Pour la désinfection en milieu hospitalier, suivre les recommandations du spécialiste de l'hygiène.

POIDS MAXIMUM UTILISATEUR

| | |
|---------------------------------------|--|
| |  (kg) |
| H123 - H124 - H125 - H126 H130 - H320 | 115 |

INVACARE INTERNATIONAL
Les Roches
F - 37230 Fondettes

BAT-U-08EU