



[Fiche technique]

Lave Oeil PLUM

Réf. 970500 - 970506

Flacon rince-œil Plum pour corps étrangers

Flacon contenant une solution de Chlorure de sodium stérile à 0,9 % solution qui soulage l'inconfort et prévient des complications causées par des corps étrangers dans les yeux.

Également compatible en recharge pour station murale et coffret étanche.

Élimine efficacement la poussière et la saleté dans les yeux.

Facile à manipuler, facilement appliqué par la personne blessée ou avec de l'aide.

Solutions flexibles, flacons pour une utilisation mobile et stations pour montage mural.

Informations complémentaires

Avec une oeillère ergonomique qui adopte les courbes naturelles de l'oeil, rendant le rinçage plus hygiénique.

Durée de vie 3,5 ans.

Caractéristiques techniques

Marque	Plum
Couleur	transparent
Utilisation	Usage unique
Stérile	Stérile
Volume	500 ml
Unité de vente	A l'unité
Poids	0.57 kg
Livré avec	1 couvercle anti-poussière et des instructions claires.
Instructions d'utilisation	Temps de lavage recommandé : au moins 5 minutes soit la totalité du flacon de 500 ml Ouverture facile et prise en main rapide. Il suffit de tourner l'ocillère dans le sens indiqué par les flèches pour briser l'opercule et ouvrir le flacon. Presser légèrement le flacon pour que le liquide glisse doucement dans l'œil. Le lavage s'effectue tête en arrière mais peut également s'effectuer tête en avant en restant tout aussi efficace.
Classification	Dispositif médical de Classe 1

Références

Réf. 970506	Lave oeil PLUM - 200 ml
Réf. 970500	Lave oeil PLUM - 500 ml