


*Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif : Coutures, des sangles, du tissu.  
Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.  
Par mesure d'hygiène et par respect envers le protocole sanitaire, les articles textiles  
qui ont été ouverts ne sont ni repris ni échangés.*

## SANGLE ÉCO



La sangle se positionne au niveau de la ceinture pour évoluer vers un positionnement sous les bras du patient en fin de course.

Le réglage d'accroche se fait sangle en tension avec les bras du patient positionnés à 120°. Cette sangle est en taille unique.



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE  
MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET  
D'UNE FORMATION PAR UN  
PROFESSIONNEL DE SANTÉ



SXPECO2-PF-TU

v 06.02/2022