

## LIRE LA NOTICE DANS SON INTÉGRALITÉ.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez besoin d'informations ou de conseils.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que la mycose des pieds ?
2. Comment fonctionne le Traitement Mycoses Des Pieds Dr. Scholl's ?
3. Qui peut utiliser le Traitement Mycoses Des Pieds de Dr. Scholl's ?
4. Précautions d'emploi
5. Comment utiliser le Traitement Mycoses Des Pieds de Dr. Scholl's ?
6. Signalement
7. Nous contacter
8. Ingrédients
9. Conditions de stockage
10. Informations complémentaires

### 1. QU'EST-CE QUE LA MYCOSE DES PIEDS ?

La mycose des pieds, pied d'athlète, ou « tinea pedis », est une infection fongique contagieuse qui touche la plante des pieds et la peau entre les orteils. Elle se propage par contact avec des surfaces infectées, comme les chaussures et les sols, en particulier dans les environnements chauds et humides. Les symptômes les plus courants sont les démangeaisons, les brûlures et les rougeurs, la desquamation et la peau qui pèle. En l'absence de traitement, elle peut s'étendre à d'autres zones de la peau ou aux ongles des pieds, entraînant une infection fongique des ongles.

### 2. COMMENT FONCTIONNE LE TRAITEMENT MYCOSES DES PIEDS DE DR. SCHOLL'S ?

Le Traitement Mycoses des Pieds apporte un soulagement immédiat des démangeaisons, des rougeurs, des brûlures et des squames tout en formant une couche protectrice et respirante sur la peau touchée par l'infection.

Cette barrière physique traite l'infection en réduisant l'humidité et en limitant la propagation des mycoses, créant ainsi un environnement sec, pour une guérison plus rapide. En une semaine seulement, votre peau retrouve une apparence plus saine avec un soulagement rapide et apaisant des symptômes dès la première application.

### 3. QUI PEUT UTILISER LE TRAITEMENT MYCOSES DES PIEDS DR. SCHOLL'S ?

- Convient aux adultes et aux enfants de plus de 16 ans.
- Consultez votre médecin si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous êtes atteint de diabète, car la tolérance au produit dans ces situations reste inconnue.

### 4. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne l'utilisez pas si vous êtes allergique ou sensible à l'un des ingrédients indiqués dans la Section 8.
- Destiné à l'usage unique par un seul patient.
- Éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses.

### 5. COMMENT UTILISER LE TRAITEMENT MYCOSES DES PIEDS DR. SCHOLL'S ?

**Préparation :**

Lavez et séchez soigneusement vos pieds avant chaque application du produit.

**Traitement :**

Aux premiers signes d'apparition de la mycose des pieds, appliquer deux fois par jour, une quantité de gel de la taille d'un petit pois sur les zones touchées.

Poursuivre le traitement pendant au moins 4 semaines, avec une amélioration visible attendue dès la première semaine.

Une amélioration visible est possible dès la première semaine.

**Après l'application :**

Si les symptômes persistent, répéter le traitement pour assurer une guérison complète.

Maintenir une hygiène régulière des pieds pour éviter toute réinfection.

### 6. SIGNALEMENT

Signaler tout problème suspecté ou tout incident lié à un dispositif médical, les produits défectueux ou falsifiés (faux) au distributeur ou au fabricant légal. Vous pouvez également prévenir l'autorité compétente locale. En nous signalant de tels incidents, vous nous aidez à garantir la sécurité et l'efficacité de nos produits.

## 7. NOUS CONTACTER



Medical Brands Developments BV,  
Weesperstraat 114, 1112 AP Diemen,  
The Netherlands



Scholl's Wellness Company B.V.,  
Luna Arena, Herikerbergweg 238,  
1101 CM, Amsterdam, The Netherlands

## 8. INGRÉDIENTS

Olile-Active™ (Olive Leaf and Algae Extract),  
Aqua, Paraffinum Liquidum, Isopropyl Palmitate,  
Glycerin, Trilaureth-4 Phosphate, Alcohol Denat.,  
Sodium Polyacrylate, Solanum Tuberosum Starch,  
Panthenol, Undecylenic Acid, Urea, Potassium  
Sorbate, Allantoin, p-Anisic Acid, Sodium  
Benzoate

## 9. STOCKAGE

- Conservez le tube dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Conserver à une température comprise entre 15°C et 25°C.
- Assurez-vous que le bouchon est bien fermé après chaque utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- La date de péremption est indiquée sur le tube et le carton. Ne pas utiliser au-delà de cette période ou de la date de péremption, selon la date qui arrive en premier.

## 10. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Contenu de l'emballage : 1 tube (10 mL e) avec notice.
- Instructions de tri : Trier conformément à la réglementation locale en matière de gestion des déchets. Éviter de jeter avec les ordures ménagères si la réglementation locale exige un traitement séparé des dispositifs médicaux. En cas de doute, consultez votre service local de gestion des déchets. Tenir hors de portée des enfants et des animaux après utilisation.



REF 10AF.SW.FRP.I.00

Explication	Symbole
Consulter la notice pour utilisation	
Informations Fabricant	
Informations distributeur	
Dispositif médical	
Temperature limite	
A utiliser avant le	
Numéro de Lot	
Ne pas utiliser si l'emballage est abîmé	
Prêtez une attention particulière Aux avertissements	
Un seul utilisateur	
Tenir hors de portée des enfants	
Tenir à l'écart de la lumière du soleil	
Marquage CE avec numéro d'identification de l'organisme notifié	
Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 16ans	
Le contenu de l'emballage ne doit pas être inférieur à la quantité indiquée sur l'étiquette, conformément à la réglementation de l'UE.	