

BANDE : LES SYSTÈMES DE MAINTIEN

Bandes adhésives			
Eurofix			
Caractéristiques	Hypoallergénique se retire sans léser la peau	Anapore Microporeux	Anapore Micro
		Hypoallergénique support en non-tissé blanc <i>Hypoallergenic support in non-woven white</i>	Hypoallergénique support micro-perforé en polyéthylène
Indications	Maintien des pansements réalisation des «strappings»	Peaux sensibles	Pansement ayant besoin d'être aéré

Bandes non-adhésives			
	Bandes de gaze extensibles	Bandes de crêpes	Bande Cohésive
Caractéristiques	Sans latex, extensible à 100% stérile ou non stérile	100 % coton ou Spandex® 75 g/m ² ou 100 g/m ²	Fibres en Spandex, Non-adhérente à la peau
Indications	Maintien de pansements immobilisation	Utilisé en milieu médical, immobilisation, compression	Traumatologie, Phlébologie, Maintien de Pansement

LA RÉALISATION DES PANSEMENTS VA DÉPENDRE DE PLUSIEURS FACTEURS :

- ① La forte émission d'exsudat ou non
- ② La taille de la plaie
- ③ Le maintien du pansement

Notre gamme répond à tous ces facteurs. Elle est adaptée à tous types de plaies et brûlures et répond aux normes NF EN 13726-1/2. Ces normes détaillent les méthodes d'essai pour les pansements en contact avec la plaie :

- Perméabilité à la vapeur d'eau
- Absorption
- Conformabilité
- Propriétés de barrière antimicrobienne
- Contrôle de l'odeur

EUROPLAIE®

GAMME EUROPLAIE®

Pansement adhésif : Adapté aux plaies légères ou post opératoires sans grande émission d'exsudats. En non-tissé (Europlaie®) ou transparent (Europlaie® Film). Fortement adhésif (colle acrylique) sur les 4 côtés (conformabilité importante), avec compresse absorbante recouverte d'un voile en mylar pour éviter l'adhérence à la plaie.

EUROVIT+

GAMME EUROVIT®

Pansement non adhésif : Adaptée aux plaies importantes ou post opératoires avec grande émission d'exsudats. En fonction de la nature des plaies il est nécessaire d'avoir une étanchéité parfaite à l'air (Eurovit® Bleu) ou de laisser passer l'air afin d'accélérer la cicatrisation (Eurovit®+).

MÉDI Tulle

MEDITULLE®

Pansement adapté aux brûlures et escarres. Pansement stérile imprégné de paraffine.

Indications :

- Brûlures
- Lacérations, abrasions, autres plaies avec perte de substance cutanée dues aux brûlures



MÉDITULLE®

— 135290 10 x 10 cm // 135291 5 x 5 cm // 135292 10 x 40 cm

Compresse grasse stérile. Larges mailles de coton imprégnées de paraffine (vaseline). Protectrice et non adhérente à la plaie.

LPP 135290 // 135292



EUROPLAIE®

— 135261Z 5 x 7,2 cm // 135262Z 10 x 8 cm // 135263Z 10 x 10 cm // 135264Z 10 x 15 cm // 135265Z 10 x 20 cm // 135266Z 10 x 30 cm // 135267Z 10 x 25 cm // 135269Z 9 x 35 cm // 135285Z 5 x 7,2 cm // 135286Z 10 x 8 cm // 135287Z 10 x 15 cm // 135288Z 10 x 20 cm

Pansement stérile en non-tissé adhésif sur les 4 cotés avec compresse de gaze absorbante centrale, recouverte d'un film de Mylar. N'adhère pas à la plaie.

LPP 135288Z // 135287Z // 135286Z // 135285Z



EUROPLAIE® FILM

— 135270 5 x 7 cm // 135271 9 x 10 cm // 135272 9 x 15 cm // 135273 10 x 20 cm

Pansement transparent stérile. Adhésif sur les 4 cotés avec compresse de gaze absorbante centrale, recouverte d'un film de Mylar. Imperméable à l'eau. N'adhère pas à la plaie.

LPP 135272 // 135271 // 135270

Gamme stérile EUROVIT®

Pansement absorbant stérile, non adhésif à la plaie "type pansement américain". Fermé sur les quatre côtés, muni sur la face externe d'un filet bleu pour une mise en place correcte. Constitué d'un coussin doux et absorbant, recouvert :


- face interne, d'un voile de cellulose qui permet la diffusion des exsudats.
- face externe :
 - EUROVIT BLEU® : d'un film en polyéthylène totalement imperméable et intraversable.
 - EUROVIT +® : d'un voile de cellulose hydrophobe, perméable à l'air.



STÉRILE


- EUROVIT BLEU® :
 - 135540Z 10 cm x 10 cm // 135542Z 10 cm x 20 cm // 135543 10 cm x 30 cm // 135544Z 15 cm x 20 cm // 135545Z 15 cm x 25 cm // 135546Z 20 cm x 20 cm // 135547Z 20 cm x 25 cm // 135548 20 cm x 30 cm // 135549Z 20 cm x 40 cm
- EUROVIT +® :
 - 135530Z 10 cm x 10 cm // 135531 10 cm x 15 cm // 135532Z 10 cm x 20 cm // 135534Z 15 cm x 20 cm // 135535Z 15 cm x 25 cm // 135536Z 20 cm x 20 cm // 135537Z 20 cm x 25 cm // 135538 20 cm x 30 cm // 135539Z 20 cm x 40 cm

LPP 135530Z // 135532Z // 135534Z // 135537Z



NON STÉRILE

- EUROVIT BLEU® :
 - 135580Z 10 cm x 10 cm // 135581 10 cm x 15 cm // 135582Z 10 cm x 20 cm // 135583 10 cm x 30 cm // 135584Z 15 cm x 20 cm // 135585 15 cm x 25 cm // 135586 20 cm x 20 cm // 135587Z 20 cm x 25 cm // 135588 20 cm x 30 cm // 135589 20 cm x 40 cm
- EUROVIT +® :
 - 135570Z 10 cm x 10 cm // 135572Z 10 cm x 20 cm // 135573 10 cm x 30 cm // 135574Z 15 cm x 20 cm // 135575Z 15 cm x 25 cm // 135576Z 20 cm x 20 cm // 135577Z 20 cm x 25 cm // 135578 20 cm x 30 cm // 135579Z 20 cm x 40 cm



PANSEMENT

— 135102 7 x 2 cm

Pansement unitaire doté d'une compresse non adhérente à la plaie avec un haut pouvoir absorbant, et support tissu élastique saumon hypoallergénique de forte adhésivité.

Gamme/range ANAPORE®

LPP

ANAPORE®

— 135300 5 m x 2,5 cm // 135312 9,14 m x 2,5 cm

Sparadrap microporeux. Hypoallergénique. Support non-tissé blanc. Haute tolérance cutanée.

Se retire sans douleur.

Indiqué pour maintenir les pansements sur les peaux sensibles. Recommandé pour les renouvellements de pansements fréquents.

Les sparadraps microporeux existent : **avec ou sans dévidoir.**



ANAPORE MICRO®

135391 9,14 m x 2,5 cm // 135396 5 m x 2,5 cm

Sans dévidoir. Sur base polyéthylène micro-perforé. Se découpe facilement et résiste à l'eau.

Structure perforée et extensible.

sans dévidoir



BANDE DE CRÊPE CREPE BANDAGE

Préconisée pour toutes les fixations. Emballage individuel sous cellophane. 100 % coton. Lavable et stérilisable. Étirable jusqu'à 4 mètres.

Recommended for all dressings. Individually packed in cellophane. 100% cotton. Washable, can be sterilised. Can be stretched up to 4 metres.

- 100 g/m2, sous/in cellophane **LPP**

— 135155 4 m x 5 cm // 135156 4 m x 7 cm // 135157 4 m x 10 cm // 135158 4 m x 15 cm // 135159 4 m x 20 cm // 135160 4 m x 30 cm

- 100 g/m2, Stérile/Sterile, simple emballage. Single wrapping.

— 135195 4 m x 5 cm // 135196 4 m x 7 cm // 135197 4 m x 10 cm // 135198 4 m x 15 cm // 135199 4 m x 20 cm

- 100 g/m2, Stérile/ Sterile, double emballage. Double wrapping.

— 135700 4 m x 5 cm // 135701 4 m x 7 cm // 135702 4 m x 10 cm // 135703 4 m x 15 cm // 135704 4 m x 20 cm // 135705 5 m x 20 cm



- 75 g/m2 100% coton

— 135175A 4 m x 5 cm // 135176A 4 m x 7 cm // 135177A 4 m x 10 cm // 135178A 4 m x 15 cm // 135179A 4 m x 20 cm // 135180A 4 m x 30 cm

- 75 g/m2 97% coton 3% Spandex

— 135175H 4 m x 5 cm // 135176H 4 m x 7 cm // 135177H 4 m x 10 cm // 135178H 4 m x 15 cm // 135179H 4 m x 20 cm



BANDE DE GAZE EXTENSIBLE

— 135181 3 m x 5 cm // 135185A 3 m x 15 cm // 135186 3 m x 20 cm // 135164 4 m x 5 cm // 135182 3 m x 7 cm // 135165 4 m x 7 cm // 135183 3 m x 10 cm // 135166 4 m x 10 cm // 135168 4 m x 15 cm // 135169 4 m x 20 cm

Emballage individuel sous cellophane. Allongement 100 %. Lavable, stérilisable. Coton et polyamide.

LPP 135168 // 135166 // 135183 // 135165 // 135182 // 135164 // 135181



LPP

BANDE DE CONTENTION COHÉSIVE

— 135240 7 cm x 3 cm - Chair // 135241 7 cm x 3 cm - Blanc // 135242 10 cm x 3,5 m - Chair // 135243 10 cm x 3,5 m - Blanc

Résistante. Convient pour le traitement des maladies veineuses, la petite traumatologie (entorses, claquages musculaires, ...) et le maintien des pansements.



LPP

EUROFIX®

— 135315 10 m x 5 cm // 135316 10 m x 10 cm // 135317 10 m x 15 cm // 135318 10 m x 20 cm

Bande en non-tissé adhésive multi-extensible hypoallergénique. À couper avec des ciseaux. La gamme Eurofix® est disponible en quatre largeurs et peut être référencée comme pansement de rétention. Sa bande perméable à la vapeur d'eau est peu susceptible de causer la macération des tissus et ne gêne pas la transpiration.