

TRILUXE Relève-jambes



Coussin relève-jambes plié



Installé sur un matelas, ce coussin en mousse polyéther ($16\text{kg}/\text{m}^3$) soulage la circulation sanguine.

Replié, il s'utilise comme cale dos ou coussin d'assise. Sa housse en coton est amovible pour être nettoyée en machine.

DIMENSIONS

Code	Désignation	Dimensions	Poids
410152	Coussin relève-jambes	59 x 59 x (6 à 18) cm plié 59 x 30 x 23 cm	0,94 kg

EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	LPPR TTC
410152	Coussin relève-jambes	3701127708097	Néant

