





## SAC VOMITOIRE HYPOALLERGENIQUE DR HELEWA AVEC TAMPON ABSORBANT 600ML (X20)

RÉFÉRENCE : V60020

- Recueil, confinement et élimination du vomi
- Dispositif « mains protégées » & absorption ultra rapide de 600 ml / 20 oz
- Maîtrise du risque infectieux





1 2 3 4

Fermeture des modèles V une fois pleins,  
pour garantir une étanchéité totale,  
en particulier en cas de risque infectieux

1- Sac avant fermeture

2- Tirer sur les liens

3- Allonger les liens

(le matériau PEHD est étudié pour cela)

4- Nouer les liens autour du sac lui-même